





Широкий выбор  
хирургических технологий



**COVIDIEN**

*positive results for life™*

**Каталог сшивающих инструментов 2015**



## *Сшивающие инструменты для работы с тканями и органами*

*Хирургические сшивающие  
инструменты от Covidien  
позволяют хирургам работать  
с широчайшим диапазоном тканей  
и органов с выдающейся клинической  
эффективностью.*

## Содержание

### ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ

<b>Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™ и Endo GIA™ Ultra Universal – универсальная система эндоскопического шва</b>	<b>5</b>
Endo GIA™ Ultra Universal – универсальная ручка	5
Endo GIA™ кассеты с технологией Tri-Staple™	5
Endo GIA™ Curved Tip кассеты с технологией Tri-Staple™	6
Endo GIA™ Radial Reload кассеты с технологией Tri-Staple™	6

<b>iDrive™ Ultra powered – универсальная система эндоскопического шва</b>	<b>7</b>
iDrive™ Ultra powered – универсальная система эндоскопического шва	7

<b>Endo GIA™ Universal – универсальная система эндоскопического шва</b>	<b>8</b>
Endo GIA™ Universal – универсальная система эндоскопического шва	8
Endo GIA™ Universal Reticulator™ – изгибаемые кассеты	8
Endo GIA™ Universal – прямые кассеты	9

<b>Multifire Endo GIA™ 30 – система механического шва</b>	<b>10</b>
Multifire Endo GIA™ 30 – сшивающий аппарат	10
Multifire Endo GIA™ 30 – кассеты к сшивающему аппарату	10
Endo TA™ 30 Multifire – сшивающий аппарат	10
Endo TA™ 30 Multifire – кассеты к сшивающему аппарату	10

### СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ

<b>Циркулярные Сшивающие Аппараты</b>	<b>11</b>
EEA™ – для геморроидопексии и лечения пролапса	11
EEA™ DST Series™ – циркулярные сшивающие аппараты	11
EEA™ XL DST Series™ – циркулярные сшивающие аппараты XL	12
OrVil™ – устройство чрезпищеводного введения	12
Premium Plus CEEA – циркулярный сшивающий аппарат	13
EEA™ проводник	13
Purstring™ – аппараты для наложения кисетного шва	13
EEA™ sizes	13

<b>Сшивающие аппараты для открытой хирургии</b>	<b>14</b>
GIA™ DST Series™ – сшивающий аппарат	14
GIA™ – кассеты к сшивающему аппарату	14
Poly GIA™ 75 – 0.060 мм – сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками	14
TA™ DST Series™ – сшивающий аппарат	15
TA™ – кассеты к сшивающему аппарату	15
Premium MultiFire TA™ – сшивающий аппарат	16
Premium MultiFire TA™ – кассеты к сшивающему аппарату	16
Reticulator™ – сшивающий аппарат	16
Reticulator 55 Poly™ – сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками	16
Premium Poly CS™ – 57	16

## Содержание

### **Многоразовые Сшивающие Аппараты . . . . .17**

GIA 50 Premium™ — многоразовый сшивающий аппарат . . . . .	17
GIA 50 Premium™ — кассеты к многоразовому сшивающему аппарату . . . . .	17
GIA 90 Premium™ — кассеты к многоразовому сшивающему аппарату . . . . .	17
ILA™ — многоразовый сшивающий аппарат . . . . .	17
ILA™ степлер — кассеты к многоразовому сшивающему аппарату. . . . .	18
TA Premium™ — многоразовый сшивающий аппарат . . . . .	18
TA Premium™ — кассеты к многоразовому сшивающему аппарату . . . . .	18
Premium Polysorb™ 55 — кассеты с рассасывающимися скрепками . . . . .	19
TA 90 B™ — многоразовый сшивающий аппарат . . . . .	19
TA 90 B™ — кассеты к многоразовому сшивающему аппарату . . . . .	19

### **Кожные Степлеры . . . . .20**

MultiFire Premium™ — кожные степлеры . . . . .	20
MultiFire Premium™ — кассеты к кожному степлеру . . . . .	20
Appose™ ULC 35 — кожный степлер . . . . .	20
Premium™ — экстрактор кожных скрепок . . . . .	20
DFS™ — фасциальный степлер . . . . .	20



## Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™ и Endo GIA™ Ultra Universal – универсальная система эндоскопического шва

### Endo GIA™ Ultra Universal универсальная ручка

Изгиб на 45°, 25 прошиваний.

Совместима с картриджами с технологией Tri-Staple™ Technology, и Endo GIA™.




Код	Описание	Количество
EGIAUSHORT	Endo GIA™ ultra universal короткий длина штока 6 см	3
EGIAUSTND	Endo GIA™ ultra universal стандартный длина штока 16 см	3
EGIAUXL	Endo GIA™ ultra universal длинный XL длина штока 26 см	3

### Кассеты с технологией Tri-Staple™

Новый революционный дизайн картриджа с технологией Tri-Staple™ позволяет прошивать широкий спектр толщины тканей.

Совместим с новым инструментом Endo GIA™ Ultra и стандартным инструментом Endo GIA™.

#### Новинка









Код	Цвет	Описание	Количество
EGIA30AVM		Endo GIA™ 30 мм, изгибаемый сосудистый/ средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA30AMT		Endo GIA™ 30 мм, изгибаемый средне/ утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45AV		Endo GIA™ 45 мм, изгибаемый сосудистый картридж <sup>1</sup>	6
EGIA45AVM		Endo GIA™ 45 мм, изгибаемый сосудистый/ средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45AMT		Endo GIA™ 45 мм, изгибаемый средне/ утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45AXT		Endo GIA™ 45 мм, изгибаемый сверхтолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60AVM		Endo GIA™ 60 мм, изгибаемый сосудистый/ средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60AMT		Endo GIA™ 60 мм, изгибаемый средне/ утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60AXT		Endo GIA™ 60 мм, изгибаемый сверхтолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6

<sup>1</sup> Кассеты EGIA45AV сосудистая без технологии Tri-Staple™, высота скрепок фиксированная.

## Endo GIA™ Curved Tip кассеты с технологией Tri-Staple™






Код	Цвет	Описание	Количество
EGIA30CTAVM		Endo GIA™ Curved Tip 30 мм, изгибаемый клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45CTAV		Endo GIA™ Curved Tip 45 мм, изгибаемый клювовидный сосудистый картридж <sup>1</sup>	6
EGIA45CTAVM		Endo GIA™ Curved Tip 45 мм, изгибаемый клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60CTAVM		Endo GIA™ Curved Tip 60 мм, изгибаемый клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60CTAMT		Endo GIA™ Curved Tip 60 мм, изгибаемый клювовидный средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45CTAMT		Endo GIA™ Curved Tip 45 мм, изгибаемый клювовидный средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6

<sup>1</sup> Кассета EGIA45CTAV, сосудистая изгибаемая без технологии Tri-Staple™, высота скрепок фиксированная.

## Endo GIA™ Radial Reload кассеты с технологией Tri-Staple™



Код	Цвет	Описание	Количество
EGIARADVМ		Endo GIA™ Radial Reload – для средней толщины тканей с технологией Tri-Staple™	6
EGIARADMT		Endo GIA™ Radial Reload – для утолщенных тканей с технологией Tri-Staple™	6
EGIARADXT		Endo GIA™ Radial Reload – для сверхутолщенных тканей с технологией Tri-Staple™	6

## iDrive™ Ultra – универсальная система эндоскопического шва

## Новинка



## iDrive™ Ultra – универсальная система эндоскопического шва

Универсальная система эндоскопического шва, предоставляющая хирургам возможность работать одной рукой.

Код	Описание	Количество
IDRVULTRA1	iDrive™ Ultra powered – ручка	1
EGIAADAPT	Endo GIA™ – адаптер	1
EGIAADAPTXL	Endo GIA™ extra long – удлиненный адаптер	1
IDRVBIG	iDrive™ battery insertion guide – устройство для установки аккумуляторов	1
INTB100	iDrive™ battery pack – аккумулятор	1
INTBIC1NC	iDrive™ battery charger and power supply – зарядное устройство и блок питания	1
IDRVTRAY	iDrive™ sterilization tray – лоток для стерилизации	1
IDRVRET	iDrive™ Ultra manual adapter tool – вспомогательный инструмент	1

1. Average 61% reduction in reload tip travel during firing when compared to Ethicon Endo-Surgery Echelon Flex™\* in indicated media, n=10 surgeons, 172 total trials, p<.0005. Seils D., Tantawy T., Peterson D., Final Report on Results. University of Connecticut Biodynamics Study, 2012. P. 7, table 3. Study funded by Covidien.

## Endo GIA™ – универсальная система эндоскопического шва

### Endo GIA™ Universal – универсальная система эндоскопического шва

Совместима с прямыми и изгибаемыми кассетами EndoGIA и кассетами с технологией Tri-Staple™, 25 прошиваний, изгиб до 45°



Код	Описание	Количество
030403	<b>GIA™ Universal 12 мм</b> Одноразовый инструмент для открытых операций, длина штока 6 см	3
030449	<b>Endo GIA™ Universal 12 мм</b> Одноразовый инструмент, длина штока 16 см	3
EGIAUNIVXL	<b>Endo GIA™ Universal XL 12 мм</b> Одноразовый инструмент для бариатрической хирургии, длина штока 26 см	3

### Endo GIA™ Universal Reticulator™ – изгибаемые кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с инструментами Endo GIA™ Universal (030449), GIA™ Universal (030403) and Endo GIA™ Universal XL (EGIAUNIVXL) с изгибом до 45°. Также совместимы с инструментом Endo GIA™ Ultra.













Код	Цвет	Описание	Количество
030450		Endo GIA™ universal Reticulator™ 30 – 2.0 мм	6
030451		Endo GIA™ universal Reticulator™ 30 – 2.5 мм	6
030452		Endo GIA™ universal Reticulator™ 30 – 3.5 мм	6
030453		Endo GIA™ universal Reticulator™ 45 - 2.0 мм Необходим 15 мм троакар	6
030454		Endo GIA™ universal Reticulator™ 45 – 2.5 мм	6
030455		Endo GIA™ universal Reticulator™ 45 – 3.5 мм	6
030456		Endo GIA™ universal Reticulator™ 45 – 4.8 мм Необходим 15 мм троакар	6
030457		Endo GIA™ universal Reticulator™ 60 – 2.5 мм	6
030458		Endo GIA™ universal Reticulator™ 60 – 3.5 мм	6
030459		Endo GIA™ universal Reticulator™ 60 – 4.8 мм Необходим 15 мм троакар	6

## Endo GIA™ Universal Straight – прямые кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с инструментами Endo GIA™ Universal (030449), GIA™ Universal (030403) and Endo GIA™ Universal XL (EGIAUNIVXL). Также совместимы с инструментом Endo GIA™ Ultra.






Код	Цвет	Описание	Количество
030416		Endo GIA™ universal straight 30 – 2.0 мм	6
030418		Endo GIA™ universal straight 30 – 2.5 мм	6
030419		Endo GIA™ universal straight 30 – 3.5 мм	6
030426		Endo GIA™ universal straight 45 – 2.0 мм	6
030425		Endo GIA™ universal straight 45 – 2.5 мм	6
030422		Endo GIA™ universal straight 45 – 3.5 мм	6
030423		Endo GIA™ universal straight 45 – 4.8 мм Необходим 15 мм троакар	6
030412		Endo GIA™ universal straight 60 – 2.5 мм	6
030414		Endo GIA™ universal straight 60 – 3.5 мм	6
030415		Endo GIA™ universal straight 60 – 4.8 мм Необходим 15 мм троакар	6

## Multifire Endo GIA™ 30 система механического шва

### Multifire Endo GIA™ 30 – сшивающий аппарат


Одноразовые сшивающие аппараты с титановыми скрепками, для 8 прошиваний.



Код	Цвет	Описание	Количество
030331		MultiFire Endo GIA™ 30 – 2.0 мм Сшивающий аппарат 12 мм	3
030811		MultiFire Endo GIA™ 30 – 2.5 мм Сшивающий аппарат 12 мм	3
030813		MultiFire Endo GIA™ 30 – 3.5 мм Сшивающий аппарат 12 мм	3

### Multifire Endo GIA™ 30 – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования со сшивающим аппаратом Multifire Endo GIA™ 30, 12 мм.




Код	Цвет	Описание	Количество
030330L		MultiFire Endo GIA™ 30 – 2.0 мм	6
030805L		MultiFire Endo GIA™ 30 – 2.5 мм	6
030807L		MultiFire Endo GIA™ 30 – 3.5 мм	6

### Endo TA™ 30 Multifire – сшивающий аппарат

Одноразовый сшивающий аппарат с титановыми скрепками, для 8 прошиваний.




Код	Цвет	Описание	Количество
010901		MultiFire Endo TA™ 30 – 2.5 мм Сшивающий аппарат 12 мм	3


### Endo TA™ 30 Multifire – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования сшивающим аппаратом M.F.P.



Код	Цвет	Описание	Количество
010911L		MultiFire Endo TA™ 30 – 2.5 мм	6

## Циркулярные сшивающие аппараты



### Сшивающий аппарат EEA™ для геморроидопексии и лечения пролапсов

Длина штока 12 см, диаметр 33 мм, 32 титановые скрепки DST Series™ высотой 3.5 и 4.8 мм. Объем емкости 20 мл. Поставляется с прозрачным аноскопом, отсоединяемой головкой и коническим дилататором.



Код	Цвет	Описание	Кол-во
HEM3335		33 мм, сшивающий аппарат EEA™ для геморроидопексии и лечения пролапсов с технологией DST Series™. Скрепки 3.5 мм	3
HEM3348		33 мм, сшивающий аппарат EEA™ для геморроидопексии и лечения пролапсов с технологией DST Series™. Скрепки 4.8 мм	3









### EEA™ циркулярные сшивающие аппараты с технологией DST Series™

Циркулярные сшивающие аппараты со штоком длиной 22 см и высотой скрепок 3,5 и 4,8 мм. Со складывающейся головкой (Tilt-Top™).



Система  
направленного  
закрывания скрепок



Код	Цвет	Описание	Кол-во
EEA21		DST™ Series EEA™ 21 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEA2135		DST™ Series EEA™ 21 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEA25		DST™ Series EEA™ 25 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEA2535		DST™ Series EEA™ 25 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEA28		DST™ Series EEA™ 28 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEA2835		DST™ Series EEA™ 28 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEA31		DST™ Series EEA™ 31 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEA33		DST™ Series EEA™ 33 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3



## EEA™ XL циркулярные сшивающие аппараты с технологией DST Series™


Циркулярные сшивающие аппараты со штоком длиной 35 см и высотой скрепок 3,5 и 4,8 мм. Со складывающейся головкой (Tilt-Top™)



Код	Цвет	Описание	Кол-во
EEAXL21		<b>DST™ Series EEA™ XL 33 мм</b> Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEAXL2135		<b>DST™ Series EEA™ XL 21 мм</b> Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEAXL25		<b>DST™ Series EEA™ XL 25 мм</b> Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEAXL2535		<b>DST™ Series EEA™ XL 25 мм</b> Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEAXL28		<b>DST™ Series EEA™ XL 28 мм</b> Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEAXL2835		<b>DST™ Series EEA™ XL 28 мм</b> Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEAXL31		<b>DST™ Series EEA™ XL 31 мм</b> Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEAXL33		<b>DST™ Series EEA™ XL 33 мм</b> Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3

## OrVil™

Уникальное устройство введения головки аппарата в сложенном состоянии. Внимание: совместим только с сшивающими аппаратами EEA™ XL 21 и 25.








Код	Цвет	Описание	Кол-во
EEAORVIL21		<b>DST™ Series EEA™ OrVil™ 21 мм</b> Устройство чреспищеводного введения циркулярной головки в сложенном состоянии, смонтированной на ПВХ зонде 90 см <b>Совместимо только с сшивающими аппаратами EEA™ XL 21</b>	3
EEAORVIL25		<b>DST™ Series EEA™ OrVil™ 25 мм</b> Устройство чреспищеводного введения циркулярной головки в сложенном состоянии, смонтированной на ПВХ зонде 90 см <b>Совместимо только с сшивающими аппаратами EEA™ XL 25</b>	3

## Premium Plus CEEA™ \*



Одноразовый циркулярный сшивающий аппарат со складывающейся головкой (Tilt-Top™) и титановыми скрепками 4.8 мм



Код	Цвет	Описание	Кол-во
111983		Premium Plus CEEA™ 21 мм (головка инструмента PCCEA 21 мм не складывается)	3
111985		Premium Plus CEEA™ 25 мм	3
111987		Premium Plus CEEA™ 28 мм	3
111989		Premium Plus CEEA™ 31 мм	3
111981		Premium Plus CEEA™ 34 мм	3

## EEA™ проводник DST Series™ technology

Может использоваться со стандартными и XL DST Series™ EEA™ циркулярными аппаратами

Код	Цвет	Описание	Кол-во
EEATAID21D		EEA™ 21 мм проводник	6
EEATAID25D		EEA™ 25 мм проводник	6

## Аппараты кисетного шва



Код	Описание	Количество
020242	<b>Purstring™ 65 мм</b> Одноразовый инструмент с нерассасывающейся монофиламентной нейлоновой нитью Monosof™ 2 – 0	3
020730	<b>Purstring™ 45 мм</b> Одноразовый инструмент с нерассасывающейся плетеной полиэфирной нитью Monosof™ 2 – 0	3
020240	<b>ASP 50 мм</b> Многоразовый аппарат для наложения кисетного шва	1

## EEA™ sizers

Код	Описание	Количество
020250	EEA™ Многоразовый (25, 28, 31 мм)	1

## Сшивающие аппараты для открытой хирургии



Система  
направленного  
закрытия скрепок



### DST Series™ GIA™ – сшивающий аппарат

Одноразовый перезаряжаемый сшивающий аппарат с титановыми скрепками DST Series™. Для 8 прошиваний.

Код	Цвет	Описание	Количество
GIA6025S		GIA™ 60 mm – 2.5 мм	3
GIA6038S		GIA™ 60 mm – 3.8 мм	3
GIA6048S		GIA™ 60 mm – 4.8 мм	3
GIA8038S		GIA™ 80 mm – 3.8 мм	3
GIA8048S		GIA™ 80 mm – 4.8 мм	3
GIA10038S		GIA™ 100 mm – 3.8 мм	3
GIA10048S		GIA™ 100 mm – 4.8 мм	3
SGIA6038S		SGIA™ 60 – 3.8 мм Knifeless	3

### DST Series™ GIA™ – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с перезаряжаемым сшивающим аппаратом GIA™ DST Series™.

Код	Цвет	Описание	Количество
GIA6025L		GIA™ 60 – 2.5 мм	6
GIA6038L		GIA™ 60 – 3.8 мм	6
GIA6048L		GIA™ 60 – 4.8 мм	6
GIA8038L		GIA™ 80 – 3.8 мм	6
GIA8048L		GIA™ 80 – 4.8 мм	6
GIA10038L		GIA™ 100 – 3.8 мм	6
GIA10048L		GIA™ 100 – 4.8 мм	6



### Poly GIA™ 75 stapler – 0.060 mm

Одноразовый сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками Lactomer™.

Код	Цвет	Описание	Количество
030775		Poly GIA™ 75 – 0.060 мм Просвет закрытой скрепки 1,5 мм	6



## DST Series™ TA™ – сшивающий аппарат

Одноразовый перезаряжаемый сшивающий аппарат с титановыми скрепками DST Series™. Для 8 прошиваний.



Система  
направленного  
закрывания скрепок



Код	Цвет	Описание	Количество
TA30V3S		TA™ 30 мм – V3 (сосудистый)	3
TA3035S		TA™ 30 – 3.5 мм	3
TA3048S		TA™ 30 – 4.8 мм	3
TA4535S		TA™ 45 – 3.5 мм	3
TA4548S		TA™ 45 – 4.8 мм	3
TA6035S		TA™ 60 – 3.5 мм	3
TA6048S		TA™ 60 – 4.8 мм	3
TA9035S		TA™ 90 – 3.5 мм	3
TA9048S		TA™ 90 – 4.8 мм	3

## DST Series™ TA™ – кассеты


Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с перезаряжаемым сшивающим аппаратом TA™ DST Series™.



Код	Цвет	Описание	Количество
TA30V3L		TA™ 30 мм – V3 (сосудистый)	6
TA3035L		TA™ 30 – 3.5 мм	6
TA3048L		TA™ 30 – 4.8 мм	6
TA4535L		TA™ 45 – 3.5 мм	6
TA4548L		TA™ 45 – 4.8 мм	6
TA6035L		TA™ 60 – 3.5 мм	6
TA6048L		TA™ 60 – 4.8 мм	6
TA9035L		TA™ 90 – 3.5 мм	6
TA9048L		TA™ 90 – 4.8 мм	6


## Premium MultiFire TA™ – сшивающий аппарат

Сшивающий аппарат с титановыми скрепками.

Код	Цвет	Описание	Количество
010315		Premium MultiFire TA™ 30 мм - V3 (Vascular) Одноразовый степлер	3

## Premium MultiFire TA™ – кассеты






Одноразовые кассеты с титановыми скрепками к аппарату Premium MultiFire TA™.

Код	Цвет	Описание	Количество
010316L		Premium MultiFire TA™ 30 мм - V3 Сосудистая одноразовая кассета	6

## Rotulator™ – сшивающий аппарат

Одноразовый сшивающий аппарат с титановыми скрепками.



Код	Цвет	Описание	Количество
017619		Rotulator™ 30 – V3 (сосудистый)	3
017615		TA™ Rotulator™ 30 – 3.5 мм	3
017617		TA™ Rotulator™ 30 – 4.8 мм	3
017612		TA™ Rotulator™ 55 – 3.5 мм	3
017614		TA™ Rotulator™ 55 – 4.8 мм	3

## Rotulator 55 Poly™ – сшивающий аппарат

Одноразовый сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками Lactomer™.



Код	Цвет	Описание	Количество
013602		Rotulator 55 Poly™ – 0.170 мм	3
013601		Rotulator 55 Poly™ – 0.200 мм	3

## Premium Poly CS™ – 57

Одноразовые сшивающие аппараты с рассасывающимися скрепками.

Код	Цвет	Описание	Количество
015140		Premium Poly CS™ 57 – 0.140 мм	3
015170		Premium Poly CS™ 57 – 0.170 мм	3

## Многоразовые сшивающие аппараты

### GIA 50 Premium™ – сшивающий аппарат

Многоразовый инструмент.




Код	Описание	Количество
030470	GIA 50 Premium™	1

### GIA 50 Premium™ – кассеты

Одноразовые кассеты со стальными скрепками для использования со стальными инструментами GIA 50 Premium™.




Код	Цвет	Описание	Количество
030424L		GIA 50 Premium™ 3.8 мм	6

### GIA 90 Premium™ – кассеты

Одноразовые кассеты со стальными скрепками для использования со стальными инструментами GIA 90 Premium™.



Код	Цвет	Описание	Количество
030735L		GIA 90 Premium™ 3.8 мм	6



### ILA™ – сшивающий аппарат

Многоразовые аппараты.

Код	Описание	Количество
3957	ILA™ 52	1
3975	ILA™ 100	1

**ILA™ кассеты**

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для аппаратов ILA™ 52 и ILA™ 100

Код	Цвет	Описание	Количество
3971		ILA™ 52 - 3.8 мм Anastomotic Single use loading unit	6
3971		ILA™ 100 - 3.8 мм Anastomotic Single use loading unit	6

**TA Premium™ – сшивающий аппарат**

Многоразовые инструменты.










Код	Описание	Количество
010450	TA Premium™ 30 мм	1
010460	TA Premium™ 55 мм	1
010470	TA Premium™ 90 мм	1

**TA Premium™ – кассеты**

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования со стальными инструментами TA Premium™.





Код	Цвет	Описание	Количество
015441L		TA Premium™ 30 мм – V3 мм (сосудистый)	6
015427L		TA Premium™ 30 – 3.5 мм	6
015433L		TA Premium™ 30 – 4.8 мм	6
015451L		TA Premium™ 55 – 3.5 мм	6
015458L		TA Premium™ 55 – 4.8 мм	6
015477L		TA Premium™ 90 – 3.5 мм	6
015485L		TA Premium™ 90 – 4.8 мм	6



## Premium Polysorb™

Одноразовые кассеты с рассасывающимися скрепками Lactomer™ Staples для использования со стальными инструментами TA Premium™.



Код	Цвет	Описание	Количество
013501L		Premium Polysorb™ 55 – 0.060 мм	6
013507L		Premium Polysorb™ 55 – 0.200 мм	6

## TA 90 B™ – сшивающий аппарат

Многоразовый инструмент.

Код	Описание	Количество
010884	TA™ 90 B Premium™ stapler	1

## TA 90 B™ – сшивающий аппарат

Многоразовый инструмент.

Код	Описание	Количество
010885	TA™ 90 B Premium™ stapler Многоразовый аппарат с ножом	1

## TA 90 B™ – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования со стальным инструментом TA 90 B™.



Код	Цвет	Описание	Количество
015888L		TA 90 B™ – 4.8 мм	6

## Кожные степлеры

### MultiFire Premium™ – кожный степлер

Одноразовый кожный степлер со стальными скрепками.



Код	Описание	Количество
059035	MultiFire Premium™ – 35 с 35 стандартными скрепками	6
059037	MultiFire Premium™ – 35W с 35 широкими скрепками	6

### MultiFire Premium™ – кассеты

Одноразовые кассеты со стальными скрепками для использования с одноразовым кожным степлером MultiFire Premium™.



Код	Описание	Количество
059036	MultiFire Premium™ – 35 с 35 стандартными скрепками	12
059038	MultiFire Premium™ – 35W с 35 широкими скрепками	12

### Appose™ ULC – кожный степлер

Одноразовый кожный степлер со стальными скрепками.



Код	Описание	Количество
8886803512	Кожный степлер с 35 стандартными скрепками	12
8886803712	Кожный степлер – 35W с 35 широкими скрепками	12

### Premium™

Одноразовый экстрактор кожных скрепок.



Код	Описание	Количество
150462	Premium™ Пластиковый экстрактор с металлическими браншами	12

### DFS™ – фасциальный степлер

Одноразовый фасциальный степлер со стальными скрепками.



Код	Описание	Количество
070614	DFS™ – 20 W Одноразовый фасциальный степлер с 20 широкими скрепками	6



Доступ и инструменты



COVIDIEN

*positive results for life™*

## СОДЕРЖАНИЕ

## ТРОАКАРЫ

<b>Оптические троакары</b> . . . . .	25
Versaport™ – оптические безлезвийные троакары	
Visiport™ Plus – оптические троакары	
<b>Безлезвийные троакары</b> . . . . .	27
Versaport™ Plus – Безлезвийные троакары	
VersaStep™ – Радиально растягивающиеся системы доступа	
Mini Step™ – Радиально растягивающиеся системы доступа	
Blunt Tip Trocars – Тупоконечные троакары	
Bluntport™ Plus Trocars – Тупоконечные троакары	
<b>Баллонные троакары</b> . . . . .	30
Spacemaker™ Plus	
PDB™ Balloons – баллоны-диссекторы	
Extra-View™ Balloons – баллоны-диссекторы	
Структурные баллонные троакары	
<b>Стандартные троакары</b> . . . . .	31
Versaport™ V <sup>2</sup>	
Versaport™ Plus RPF	
Pediport™/Dexide™	
Spring-Grip™ Anchoring Device	
<b>SILS™ Port операционные наборы</b> . . . . .	34
<b>Троакарный доступ</b> . . . . .	35
Thoracoport™	
<b>Многоразовые троакары</b> . . . . .	35
VersaStep™ – Многоразовые троакары стандартные	
VersaStep™ – Многоразовые троакары	
Versaport™ RT PowerShield™ – Многоразовые канюли	
VersaStep™ – Многоразовые троакары короткие	
VersaStep™ PowerShield™ – Многоразовые канюли короткие	
Versaport™ Plus	
Versaport™ RT	
<b>Принадлежности</b> . . . . .	38
Surgineedle™	
Многоразовые лотки для стерилизации	
Dexide™ Эндоскопические растворы	

## ЗАЩИТА ОПЕРАЦИОННОЙ РАМЫ

SurgiSleeve™ – Защита операционной рамы . . . . .	40
---------------------------------------------------	----

## СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Clearify™ – Система визуализации . . . . .	42
--------------------------------------------	----

## КЛИППАПЛИКАТОРЫ

Эндоскопические клиппапликаторы . . . . .	44
Клиппапликаторы для открытых операций . . . . .	47

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛАПАРАСКОПИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

SILS™ инструменты .....	50
Диссекторы, зажимы, ножницы .....	51
Ретракторы .....	52
Аспирация и ирригация .....	53
MiniSite™ 2 мм инструменты .....	54
Endo Catch™ контейнеры .....	55

### ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ШОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

SILS™ Stitch – Шовный инструмент .....	58
Endo Stitch™ – Шовный инструмент .....	58
Шовный материал V-Loс™ к инструменту .....	60
Endo Close™ – Инструмент для ушивания троакарных проколов .....	61
Endo Slide™ Толкатель .....	61
Лигирующие петли .....	62
Одноразовые лигатуры .....	63

# Versaport™ Безлезвийные Оптические Троакары



Надежный доступ,  
безопасная операция.

## ОПТИЧЕСКИЕ ТРОАКАРЫ

## Versaport™ – оптические безлезвийные троакары

*Очевидный выбор для безопасности и качества.*

Код	Описание	Кол-во в коробке
ONB5STF	Optical Bladeless 5 мм Оптический стандартный троакар с ребристой канюлей	6
ONB5SHF	Optical Bladeless 5 мм Оптический короткий троакар с ребристой канюлей	6
ONB5LGF	Optical Bladeless 5 мм Оптический длинный троакар с ребристой канюлей	6
ONBFCA5ST	Optical Bladeless 5 мм Оптический стандартный троакар с ребристой канюлей	6
ONBFCA5SH	Optical Bladeless 5 мм Оптический короткий троакар с ребристой канюлей	6
ONBFCA5LG	Optical Bladeless 5 мм Оптический длинный троакар с ребристой канюлей	6
ONB5STF2C	Optical Bladeless 5 мм Оптический стандартный троакар с ребристой канюлей	6
ONB11STF	Optical Bladeless 11 мм Оптический стандартный троакар с ребристой канюлей	6
ONB11LGF	Optical Bladeless 11 мм Оптический длинный троакар с ребристой канюлей	6
ONBFCA11ST	Optical Bladeless 11 мм Оптический стандартный троакар с ребристой канюлей	6
ONB12STF	Optical Bladeless 12 мм Оптический стандартный троакар с ребристой канюлей	6
ONB12LGF	Optical Bladeless 12 мм Оптический длинный троакар с ребристой канюлей	6
ONB12SHF	Optical Bladeless 12 мм Оптический короткий троакар с ребристой канюлей	6
ONB12STS	Optical Bladeless 12 мм Оптический стандартный троакар с гладкой канюлей	6
ONBFCA12ST	Optical Bladeless 12 мм Оптический стандартный троакар с ребристой канюлей	6
ONBFCA12LG	Optical Bladeless 12 мм Оптический длинный троакар с ребристой канюлей	6



## ОПТИЧЕСКИЕ ТРОАКАРЫ

**Visiport™ Plus RPF – оптические троакары**

Одноразовые троакары с универсальным переходником

*Очевидное преимущество*

Код	Описание	Кол-во в коробке
176673PF	<b>Visiport™ Plus RPF 5 мм-11 мм стандартный оптический троакар</b> с фиксирующей ребристой канюлей	3
176673P	<b>Visiport™ Plus RPF 5 мм-11 мм стандартный оптический троакар</b> с гладкой рентгенопрозрачной бесконвертерной канюлей VersaPort™ Plus RPF	3
176674PF	<b>Visiport™ Plus RPF 5 мм-12 мм стандартный оптический троакар</b> с фиксирующей ребристой канюлей VersaPort™ Plus	3
176674P	<b>Visiport™ Plus RPF 5 мм-12 мм стандартный оптический троакар</b> с гладкой рентгенопрозрачной бесконвертерной канюлей VersaPort™ Plus RPF	3
176773P	<b>Versaport™ Plus RT 11 мм обуратор Visiport™</b> с защитой и переходником 5 мм	3
176774P	<b>Versaport™ Plus RT 12 мм обуратор Visiport™</b> с защитой и переходником 5 мм	3



## БЕЗЛЕЗВИЙНЫЕ ТРОАКАРЫ

## Versaport™ Plus Bladeless – безлезвийные одноразовые троакары
















*Технология безопасного доступа с превосходной фиксацией*

Код	Описание	Кол-во в коробке
NB5SHF	<b>Versaport™ безлезвийный короткий троакар 5 мм</b> с ребристой канюлей	6
NB5STF	<b>Versaport™ безлезвийный стандартный троакар 5 мм</b> с ребристой канюлей	6
NB11STF	<b>Versaport™ Plus безлезвийный стандартный троакар 11 мм</b> с ребристой канюлей	6
NB12STF	<b>Versaport™ Plus безлезвийный стандартный троакар 12 мм</b> с ребристой канюлей	6
NB12LGF	<b>Versaport™ Plus безлезвийный длинный троакар 12 мм</b> с ребристой канюлей	6
NB15STF	<b>Versaport™ Plus безлезвийный стандартный троакар 15 мм</b> с ребристой канюлей	6
NB5LGF	Versaport™ безлезвийный длинный троакар 5 мм с ребристой канюлей	6
NB8STF	Versaport™ безлезвийный стандартный троакар 8 мм с ребристой канюлей	6
NB12SHF	Versaport™ безлезвийный короткий троакар 12 мм с ребристой канюлей	6
NB15LGF	Versaport™ безлезвийный длинный троакар 15 мм с ребристой канюлей	6
NB11STS	Versaport™ безлезвийный стандартный троакар 11 мм с гладкой канюлей	6
NB12STS	Versaport™ безлезвийный стандартный троакар 12 мм с гладкой канюлей	6
NBFCA5ST	<b>Versaport™ ребристая стандартная канюля 5 мм</b> и SEAL переходник	6
NBFCA5SH	Versaport™ ребристая короткая канюля 5 мм и SEAL переходник	6
NBFCA11ST	<b>Versaport™ ребристая стандартная канюля 11 мм</b> и SEAL переходник	6
NBFCA12ST	<b>Versaport™ ребристая стандартная канюля 12 мм</b> и SEAL переходник	6
NB3SHFLP	<b>Versaport™ безлезвийный короткий троакар 2/3 мм</b> с низкопрофильной ребристой канюлей	6
NB5SHFLP	Versaport™ безлезвийный короткий троакар 5 мм с низкопрофильной ребристой канюлей	6
NB5STFLP	Versaport™ безлезвийный стандартный троакар 5 мм с низкопрофильной ребристой канюлей	6

## БЕЗЛЕЗВИЙНЫЕ ТРОАКАРЫ

**VersaStep™ Plus – одноразовая радиально растяжимая система доступа**

*Минимальная травма тканей –  
меньший риск перфорации / послеоперационных кровотечений*

	Код	Описание	Кол-во в коробке
	VS070000	<b>VersaStep™ короткая игла для создания пневмоперитонеума, 14 G</b>	12
	S100000	<b>Step™ игла для создания пневмоперитонеума, 14 G</b> Совместима с системами доступа Step™ и VersaStep™ Plus	10
	VS150000	VersaStep™ длинная игла для создания пневмоперитонеума, 14 G	12
	VS100700	VersaStep™ короткая радиально растягивающаяся канюля	6
	VS101000	<b>VersaStep™ радиально растягивающаяся канюля</b>	6
	VS101500	VersaStep™ длинная радиально растягивающаяся канюля	6
	VS100015	VersaStep™ радиально растягивающаяся канюля 15 мм	6
	VS100705	VersaStep™ короткий, 5 мм Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3
	VS101005	<b>VersaStep™ стандартный, 5 мм</b> Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3
	VS101505	VersaStep™ длинный, 5 мм Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3
	VS100711P	VersaStep™ Plus короткий, 11 мм Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3
	VS101011P	VersaStep™ Plus стандартный, 11 мм Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3
	VS100712P	VersaStep™ Plus короткий, 12 мм Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3
	VS101012P	<b>VersaStep™ Plus стандартный, 12 мм</b> Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3
	VS101512P	<b>VersaStep™ Plus длинный, 12 мм</b> Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3

## БЕЗЛЕЗВИЙНЫЕ ТРОАКАРЫ



Код	Описание	Кол-во в коробке
VS101015P	<b>VersaStep™ Plus Стандартный 15 мм</b> Канюля и obturator с радиально растягивающейся канюлей	3


**Mini Step™ Одноразовая система инструментов с радиально растягивающимися канюлями**


Код	Описание	Кол-во в коробке
S110000	Step™ короткая игла для создания пневмоперитонеума Совместима с системами Step™ и VersaStep™	10
S100000	<b>Step™ игла для создания пневмоперитонеума</b> Совместима с системами Step™ и VersaStep™	10
S101000	Step™ радиально растягивающаяся канюля	10
MS100703	Mini Step™ короткие 2 мм/3 мм канюля и дилататор с радиально растягивающейся канюлей	10
MS100708	Mini Step™ Короткие 7 мм/8 мм канюля и дилататор с радиально растягивающейся канюлей и редуктором 5 мм	10

## БЕЗЛЕЗВИЙНЫЕ ТРОАКАРЫ

**Blunt Tip – тупоконечные троакары**


с фиксирующими баллонами, 25 мл

*Технология безопасного доступа с превосходной фиксацией*

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-T10BT	<b>Стандартный одноразовый стерильный тупоконечный троакar Blunt Tip, 10 мм</b> Встроенные конвертеры на 5 мм и 7/8 мм	5
OMS-T10BTS	<b>Короткий одноразовый стерильный тупоконечный троакar Blunt Tip, 10 мм</b> Встроенные конвертеры на 5 мм и 7/8 мм	5
OMS-T12BT	<b>Стандартный одноразовый стерильный тупоконечный троакar Blunt Tip, 12 мм</b> Встроенные конвертеры на 5 мм и 10 мм	5

**Bluntport™ Plus – тупоконечные троакары**

Одноразовый бесконвертерный троакar 5 мм-12 мм для открытой лапароскопии



Код	Описание	Кол-во в коробке
179075P	<b>Bluntport™ Plus</b> Одноразовый бесконвертерный троакar 5 мм-12 мм с одноразовым фиксатором Bluntgrip™ с винтовой нарезкой	3
176626P	<b>Bluntport™ Plus</b> Одноразовый бесконвертерный троакar 5 мм-12 мм с одноразовым фиксатором Foamgrip™	3

## БАЛЛОННЫЕ ТРОАКАРЫ

**Spacemaker™ Plus – баллонные троакары***Два в одном – диссекция и доступ*

Код	Описание	Кол-во в коробке
SMBTTRND	<b>Spacemaker™ Plus</b> Тупоконечный троакar Blunt Tip* с круглым баллоном-диссектором	3
SMBTTOVL	<b>Spacemaker™ Plus</b> Тупоконечный троакar Blunt Tip* с овальным баллоном-диссектором	3
SMSBTRND	<b>Spacemaker™ Plus</b> Троакar со структурным баллоном и круглым баллоном-диссектором	3
SMSBTOVL	<b>Spacemaker™ Plus</b> Троакar со структурным баллоном и овальным баллоном-диссектором	3

**PDB™ – баллоны-диссекторы**

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-PDB1000	<b>PDB™ баллон-диссектор (круглый)</b>	5
OMS-PDBS2	<b>PDB™ баллон-диссектор (почкообразный)</b>	5

\*Продукт содержит латекс, подробности см. внутри упаковки.

## БАЛЛОННЫЕ ТРОАКАРЫ



## Extra View™ – баллоны-диссекторы

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-XB1	Extra View™ баллон-диссектор (круглый)	5
OMS-XB2	Extra View™ баллон-диссектор (овальный)	5



## Структурные баллонные троакары

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-T10SB	10 мм структурный баллонный троакар с встроенными конвертерами на 5 мм и 7/8 мм	5

## СТАНДАРТНЫЕ ТРОАКАРЫ

Versaport™ V<sup>2</sup>

Одноразовый троакар с универсальным переходником



Код	Описание	Кол-во в коробке
179093	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм, короткий троакар</b> с рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF	3
179094	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм, стандартный троакар</b> с рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF	3
179095P	<b>Versaport™ Plus V<sup>2</sup> 5 мм-11 мм</b> с рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF и универсальным переходником	3
179096P	<b>Versaport™ Plus V<sup>2</sup> 5 мм-12 мм</b> с рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF и универсальным переходником	3
179097P	<b>Versaport™ Plus V<sup>2</sup> 5 мм-12 мм – длинный</b> с рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF и универсальным переходником	3
179093F	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм – короткий</b> с фиксирующей ребристой канюлей	3
179094F	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм – стандартный</b> с фиксирующей ребристой канюлей	3
179095PF	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм-11 мм – стандартный</b> с фиксирующей ребристой канюлей и универсальным переходником	3
179096PF	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм-12 мм – стандартный</b> с фиксирующей ребристой канюлей и универсальным переходником	3
179097PF	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм-12 мм – длинный</b> с фиксирующей ребристой канюлей и универсальным переходником	3


## СТАНДАРТНЫЕ ТРОАКАРЫ

**Versaport™ V<sup>2</sup> – отдельная канюля  
с универсальным переходником VersaSeal™**


Код	Описание	Кол-во в коробке
177092F	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм с фиксирующей ребристой канюлей, стандартный</b>	3
177093F	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм с фиксирующей ребристой канюлей, короткий</b>	3
177090PF	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм-11 мм с фиксирующей ребристой канюлей, стандартный</b>	3
177091PF	<b>Versaport™ V<sup>2</sup> 5 мм-12 мм с фиксирующей ребристой канюлей, стандартный</b>	3
177990	Versaport™ V <sup>2</sup> 5 мм с гладкой канюлей, стандартный	3
177991	Versaport™ V <sup>2</sup> 5 мм с гладкой канюлей, короткий	3
177992P	Versaport™ V <sup>2</sup> 5 мм-11 мм с гладкой канюлей, стандартный	3
177995P	Versaport™ V <sup>2</sup> 5 мм-12 мм с гладкой канюлей, стандартный	3

**VersaPort™ Plus RPF (сниженное усилие прокола)**

Пирамидальные троакары



Код	Описание	Кол-во в коробке
179074P	Versaport™ Plus RPF 5-8 мм – троакар с 100 мм рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF и универсальным переходником VersaSeal™ Plus	3
179076P	<b>Versaport™ Plus RPF 5-10 мм – троакар</b> с 100 мм рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF и универсальным переходником VersaSeal™ Plus	3
179077P	<b>Versaport™ Plus RPF 5-10 мм – длинный троакар</b> с 150 мм длинной рентгенпрозрачной канюлей RPF и универсальным переходником VersaSeal™ Plus	3
179078P	<b>Versaport™ Plus RPF 10-15 мм – троакар</b> с 100 мм рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF и двумя универсальными переходниками VersaSeal™ Plus 5 мм-12 мм и 10 мм-15 мм	3
179078PF	<b>Versaport™ Plus RPF 15 мм – троакар</b> с фиксирующей ребристой канюлей	3



## СТАНДАРТНЫЕ ТРОАКАРЫ

### Pediport™/Dexide™

Одноразовые троакары

Код	Описание	Кол-во в коробке
240-55	Pediport™ Single Use 5.5 mm Locking Trocar	5
4016	Dexide™ 5 mm Threaded Trocar	5
4216	Dexide™ 5 mm Threaded Trocar	5

### Spring-Grip™

Одноразовый дополнительный фиксатор для использования с троакарами Versaport™, Visiport™ и Surgispike™, совместимый с 5 мм, 5-10 мм, 5-11 мм, 5-12 мм и 10-15 мм канюлями.



Код	Описание	Кол-во в коробке
174104	Spring-Grip™ 5 мм Фиксатор с боковыми крыльями, с винтовой резьбой	12
174110	Spring-Grip™ 5-10 мм Фиксатор с боковыми крыльями, с винтовой резьбой	12
174103	Spring-Grip™ 5-11 мм Дополнительный фиксатор 5-11 мм с боковыми крыльями, с винтовой резьбой Spring-Grip™	12
174102	Spring-Grip™ 5-12 мм Одноразовый дополнительный фиксатор 5-12 мм с боковыми крыльями, с винтовой резьбой Spring-Grip™	12
174106	Spring-Grip™ 10-15 мм Одноразовый дополнительный фиксатор 10-15 мм с боковыми крыльями, с винтовой резьбой Spring-Grip™	12

## SILS™ PORT

**SILS™ Port**

SILS™ Port предназначен для доступа в брюшную полость несколькими инструментами и камерой через 1 порт для выполнения однопортовых SILS™ операций.



Код	Описание	Кол-во в коробке
SILSPT5TA	<b>Эластичный SILS™ Port</b> с линией инсуффляции / эвакуации дыма и краном	1
	<b>Канюля 5 мм</b> Совместима только с инструментами 5 мм	3
	<b>Тупоконечный обтуратор 5 мм</b>	1



Код	Описание	Кол-во в коробке
SILSPT12TA	<b>Эластичный SILS™ Port</b> с линией инсуффляции / эвакуации дыма и краном	1
	<b>Канюля 5 мм</b>	3
	<b>Тупоконечный обтуратор 5 мм</b>	1
	<b>Канюля 5 мм-12 мм с универсальным конвертером VersaSeal™</b> Совместим с инструментами от 5 мм до 12 мм	1
	<b>Тупоконечный обтуратор 12 мм</b>	1



Код	Описание	Кол-во в коробке
SILSPT15TA	<b>Эластичный SILS™ Port</b> с линией инсуффляции / эвакуации дыма и краном	1
	<b>Канюля 5 мм</b> Одна канюля с закрывающимся разъемом Luer	3
	<b>Тупоконечный обтуратор 5 мм</b>	1
	<b>Канюля 5 мм-15 мм с универсальным конвертером VersaSeal™</b> Совместим с инструментами от 5 мм до 15 мм	1
	<b>Тупоконечный обтуратор 12 мм</b>	1

**NOTE:** The SILS™ Port был разработан для использования только с оригинальными инструментами SILS™ Port

## ТРОАКАРНЫЙ ДОСТУП

**Thoracoport™**

Одноразовые троакары с пластиковой канюлей



Код	Описание	Кол-во в коробке
179305	<b>Thoracoport™ 5.5 мм – одноразовый троакар</b> с пластиковой канюлей для инструментов до 6 мм	12
179301	<b>Thoracoport™ 10.5 мм – одноразовый троакар</b> с пластиковой канюлей для инструментов 11 мм	12
179303	<b>Thoracoport™ 11.5 мм – одноразовый троакар</b> с пластиковой канюлей для инструментов 12 мм	12
179307	<b>Thoracoport™ 15 мм – одноразовый троакар</b> с пластиковой канюлей для инструментов 16,5 мм	12

## МНОГОРАЗОВЫЕ ТРОАКАРЫ

**VersaStep™ Reposable – многоразовая система доступа****Одноразовые растягивающиеся канюли и переходники**


Для использования с многоразовыми канюлями и обтураторами VersaStep™



Код	Описание	Кол-во в коробке
VS101000	<b>VersaStep™ радиально растягивающаяся канюля</b>	6
VSR100005	<b>VersaStep™ Reposable 5 мм</b> переходник VersaSeal™ с радиально растягивающейся канюлей	6
VSR100812P	<b>VersaStep™ Plus Reposable 5 мм-12 мм</b> переходник VersaSeal™ Plus с радиально растягивающейся канюлей	6
175770	<b>VersaSeal™ 5 мм клапан</b>	6
175772P	<b>VersaSeal™ Plus 5 мм-12 мм переходник</b>	6

**Многоразовые иглы Вереша и обтураторы (стандартная длина)**





Для использования с многоразовыми рентгенпрозрачными канюлями Versaport™ и PowerShield™



Код	Описание	Кол-во в коробке
VSR100000	VersaStep™ Reposable Игла для пневмоперитонеума, 14 G	1
VSR101005	VersaStep™ Reposable 5 мм Титановый обтуратор	1
VSR101010	VersaStep™ Reposable 10 мм Титановый обтуратор	1
VSR101011	VersaStep™ Reposable 11 мм Титановый обтуратор	1
VSR101012	VersaStep™ Reposable 12 мм Титановый обтуратор	1



## МНОГОРАЗОВЫЕ ТРОАКАРЫ

**PowerShield™ – многоразовые рентгенпрозрачные канюли**

	Код	Описание	Кол-во в коробке
	177794	Versaport™ RT PowerShield™ 5 мм	1
	177801	Versaport™ RT PowerShield™ 5 мм, короткий (не совместим с коротким многоразовым обтуратором VersaStep™)	1
	177797	Versaport™ RT PowerShield™ 10 мм	1
	177800	Versaport™ RT PowerShield™ 11 мм	1
	177798	Versaport™ RT PowerShield™ 12 мм	1

**VersaStep™ Reposable – многоразовая укороченная система доступа  
Одноразовые растягивающиеся канюли и переходники**

Для использования с короткими многоразовыми рентгенпрозрачными канюлями  
и многоразовыми обтураторами VersaStep™ и PowerShield™

	Код	Описание	Кол-во в коробке
	VSR100800	VersaStep™ Reposable короткая Радиально растягивающаяся канюля	6
	VSR107005	VersaStep™ Reposable короткая 5 мм Клапан Versaseal™ с радиально растягивающейся канюлей	6
	175770	<b>VersaSeal™ 5 мм клапан</b>	<b>6</b>
	175772P	<b>VersaSeal™ Plus 5 мм-12 мм</b>	<b>6</b>

**PowerShield™ – многоразовые укороченные рентгенпрозрачные канюли**

	Код	Описание	Кол-во в коробке
	177805	VersaStep™ PowerShield™ короткий 5 мм Многоразовая канюля	1
	177810	VersaStep™ PowerShield™ короткий 10 мм Многоразовая канюля	1
	177812	VersaStep™ PowerShield™ короткий 12 мм Многоразовая канюля	1

## МНОГОРАЗОВЫЕ ТРОАКАРЫ

**Versaport™ Plus RT – obturatory**

Одноразовые obturatory для использования с титановыми канюлями



Код	Описание	Кол-во в коробке
179775P	<b>Bluntport™ Plus RT 12 мм</b> Обтуратор с переходником VersaSeal™ Plus 5 мм-12 мм и фиксатором Bluntgrip™	3
176773P	<b>Visiport™ Plus RT 11 мм</b> Обтуратор с защитой и переходником VersaSeal™ Plus 5 мм-11 мм	3
176774P	<b>Visiport™ Plus RT 12 мм</b> Обтуратор с защитой и переходником VersaSeal™ Plus 5 мм-12 мм	3
179100	<b>Versaport™ V² RT 5 мм</b> Короткий obturatory с клапаном 5 мм	3
179101	<b>Versaport™ V² RT 5 мм</b> Обтуратор с клапаном 5 мм, стандартный	3
179102P	<b>Versaport™ Plus V² RT 11 мм</b> Обтуратор с переходником VersaSeal™ Plus 5 мм-11 мм, стандартный	3
179103P	<b>Versaport™ Plus V² RT 12 мм</b> Обтуратор с переходником VersaSeal™ Plus 5 мм-12 мм, стандартный	3

**Versaport™ RT – многоразовые титановые канюли**

Для использования с одноразовыми obturatory и переходниками Versaport™ Plus RT




Код	Описание	Кол-во в коробке
177793	Versaport™ RT 5 мм короткий Многоразовая титановая гладкая канюля	1
177773	Versaport™ RT 5 мм короткий Многоразовая титановая канюля с винтовой насечкой	1
177792	Versaport™ RT 5 мм Многоразовая титановая гладкая канюля	1
177772	Versaport™ RT 5 мм Многоразовая титановая канюля с винтовой насечкой	1
177796	Versaport™ RT 10 мм Многоразовая титановая гладкая канюля	1
177776	Versaport™ RT 10 мм Многоразовая титановая канюля с винтовой насечкой	1
177790	Versaport™ RT 11 мм Многоразовая титановая гладкая канюля	1
177770	Versaport™ RT 11 мм Многоразовая титановая канюля с винтовой насечкой	1
177791	Versaport™ RT 12 мм Многоразовая титановая гладкая канюля	1
177771	Versaport™ RT 12 мм Многоразовая титановая канюля с винтовой насечкой	1

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Surgineedle™

Одноразовые иглы для создания пневмоперитонеума



Код	Описание	Кол-во в коробке
172015	Surgineedle™ 120 мм	12
172016	Surgineedle™ 150 мм – длинная	12

### Многоразовые лотки для стерилизации

Код	Описание	Кол-во в коробке
VSRT60000	Стерилизационный лоток 6 портов	1
VSRT90000	Стерилизационный лоток 9 портов	1

### Dexide™ Эндоскопические растворы

Код	Описание	Кол-во в коробке
220-01	Dexide™ Fred™	20
220-50	Dexide™ Fred™	20
220-70	Dexide™ Fred™ Lite	20
220-90	Endo-Lube™	20

# SurgiSleeve™ Защита операционной раны



**Идеальный выход. Оптимальная защита.**

## SURGISLEEVE™ ЗАЩИТА ОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ

### SurgiSleeve™

Данное устройство используется как в открытой так и малоинвазивной хирургии. Предназначено для защиты краев раны от повреждений и инфицирования. Может использоваться в качестве ранорасширителя.



Код	Описание	Кол-во в коробке
WPSM256	Защита операционной раны при небольшом разрезе, размер 2,5-6 см	5
WPMD509	Защита операционной раны при среднем разрезе, размер 5-9 см	5
WPLG914	Защита операционной раны при большом разрезе, размер 9-14 см	5
WPXSM24	Защита операционной раны при очень маленьком разрезе, размер 2-4 см	5



# Clearify™ Система визуализации



Идеальная видимость, от начала до конца.

## CLEARIFY™ СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ



### Clearify™ Система визуализации

Код	Описание	Кол-во в коробке
21-345	Clearify™ Система визуализации	10

# Endo Clip™ III



## ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ КЛИПАПЛИКАТОРЫ

**Endo Clip™ III 5 мм**

Одноразовый клипапplikатор с технологией Clip Logic™



Код	Описание	Кол-во в коробке
176630	<b>Endo Clip™ III 5 мм</b> с 16 средне-большими титановыми клипсами (M/L), длина штока 33 см	6

**Endo Clip™ 5 мм**

Одноразовый клипапplikатор с титановыми клипсами Super Interlock™



Код	Описание	Кол-во в коробке
176620	<b>Endo Clip™ 5 мм</b> с 12 средне-большими титановыми клипсами (M/L), длина штока 28 см	6

**АсуClip™ – клипапplikатор с прямоугольной браншей**

Клипапplikатор с титановыми клипсами



Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-A8	<b>АсуClip™ 10 мм</b> с 20 средне-большими титановыми клипсами (M/L), длина штока 28 см	5

**Endo Clip™ II 10 мм (курковый)**

Одноразовый клипапplikатор с титановыми клипсами Super Interlock™



Код	Описание	Кол-во в коробке
176657	<b>Endo Clip™ II 10 мм (курковый)</b> с 20 средне-большими титановыми клипсами Super Interlock™ (M/L), длина штока 29 см	6

## ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ КЛИПАПЛИКАТОРЫ

**Endo Clip™ 10 мм (курковый)**

Одноразовый клипапplikатор с титановыми клипсами Super Interlock™



Код	Описание	Кол-во в коробке
176619	<b>Endo Clip™ M 10 мм (курковый)</b> с 20 средними титановыми клипсами Super Interlock™ (M), длина штока 33 см	6
176615	<b>Endo Clip™ ML 10 мм (курковый)</b> с 20 средне-большими титановыми клипсами Super Interlock™ (M/L), длина штока 33 см	6
176625	<b>Endo Clip™ L 10 мм (курковый)</b> с 15 большими титановыми клипсами Super Interlock™ (L), длина штока 33 см	6

**Endo Clip™ MultApplier™**

Многоразовый клипапplikатор и принадлежности к нему



Код	Описание	Кол-во в коробке
500-10A	Endo Clip™ MultApplier™ Многоразовый клипапplikатор, длина штока 34 см	1
500-11A	Endo Clip™ MultApplier™ Сменные бранши к многоразовому клипапplikатору	1
500-28	Endo Clip™ MultApplier™ Одноразовая кассета с 8 средне-большими клипсами (M/L), (10 кассет в коробке)	10

**Lapro-Clip™ Clip Applier**

Многоразовый клипапplikатор с рассасывающимися клипсами Lapro-Clip™



Код	Описание	Кол-во в коробке
8886848700	Lapro-Clip™ Длина штока 26,5 см	1
8886848798	Lapro-Clip™ Short Длина штока 11 см	1
8886848400	Lapro-Clip™ Multiple Clip Applier Многоразовый клипапplikатор с рассасывающимися клипсами Lapro-Clip™, длина штока 26,5 см	1

## ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ КЛИПАПЛИКАТОРЫ

**Lapro-Clip™ Рассасывающиеся клипсы**

Одноразовые клипсы для использования с Lapro-Clip™ клипапplikаторами 8886848700, 8886848798 и 8886848400 клипса состоит из двух слоев: внешний из полигликолевой кислоты (Dexon™), и внутренний слой из полигликоната (Maxon™).



Код	Описание	Кол-во в коробке
8886848808	<b>Lapro-Clip™ Clip</b> Стерильный одноразовый загружаемый блок с 6-ю рассасывающимися клипсами (Размер M/L – 8 мм) К клипапplikаторам 8886848700 и 8886848798	6
8886848508	<b>Lapro-Clip™ Multi Loading Unit</b> Стерильный одноразовый загружаемый блок с 8-ю рассасывающимися клипсами (M/L) К клипапplikатору 8886848400 (Lapro-Clip™ Multiple)	5
8886848812	<b>Lapro-Clip™ Clip</b> Стерильный одноразовый загружаемый блок с 6-ю рассасывающимися клипсами (Размер L – 12 мм) К клипапplikаторам 8886848700 и 8886848798	6
8886848882	<b>Lapro-Clip™ Clip</b> Стерильный одноразовый загружаемый блок с 2-я рассасывающимися клипсами (Размер M/L – 8 мм) К клипапplikаторам 8886848700 и 8886848798	10
8886848813	<b>Lapro-Clip™ Clip</b> Стерильный одноразовый загружаемый блок с 2-я рассасывающимися клипсами (Размер L – 12 мм) К клипапplikаторам 8886848700 и 8886848798	10
8886848799	<b>Lapro-Clip™ Clip Remover</b> Многоразовое устройство для удаления клипс Lapro-Clip™	1

## КЛИПАПЛИКАТОРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ

**Premium Surgiclip™ II**

Одноразовый автоматический клипапplikатор  
с титановыми клипсами Super Interlock™



Код	Описание	Кол-во в коробке
134051	<b>Premium Surgiclip™ II M-9.75</b> с 20 средними титановыми клипсами	6
134053	<b>Premium Surgiclip™ II M-11.5</b> с 30 средними титановыми клипсами	6

**Premium Surgiclip™**

Одноразовый автоматический клипапplikатор  
с титановыми клипсами Super Interlock™



Код	Описание	Кол-во в коробке
134046	<b>Premium Surgiclip™ S-9.0</b> с 20 малыми титановыми клипсами	6
134044	<b>Premium Surgiclip™ M-9.75</b> с 15 средними титановыми клипсами	6
134031	<b>Premium Surgiclip™ M-11.5</b> с 20 средними титановыми клипсами	6
134048	<b>Premium Surgiclip™ L-13.0</b> с 15 большими титановыми клипсами	6

**Poly Surgiclip™**

Одноразовый автоматический клипапplikатор  
с рассасывающимися клипсами Lactomer™



Код	Описание	Кол-во в коробке
133649	<b>Poly Surgiclip™ M-20</b> с 20 средними окрашенными в фиолетовый цвет рассасывающимися клипсами Lactomer™. Срок рассасывания около 6 месяцев	12

## КЛИПАППЛИКАТОРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ

**LDS™ Powered – клиппликатор**

Одноразовый, с титановыми скрепками



Код	Описание	Кол-во в коробке
092001	<b>LDS™ Powered-15W</b> с 30 титановыми клипсами для 15 прошиваний, по 2 скрепки на каждое прошивание	3

**LDS-2™ – многоразовый клиппликатор**

Код	Описание	Кол-во в коробке
090210	<b>LDS-2™</b> Многоразовый клиппликатор	1

**LDS™ – кассета**

Одноразовая кассета с стальными скрепками для использования с многоразовым инструментом LDS-2™



Код	Описание	Кол-во в коробке
090275	<b>LDS™ -15W</b> с 30 стальными скрепками для 15 прошиваний, по 2 скрепки на каждое прошивание	12



# Лапароскопические инструменты



## SILS™ ИНСТРУМЕНТЫ

**SILS™ Stitch – изгибаемый шовный инструмент**

Изгиб до 75°, вращение на 360°

Код	Описание	Кол-во в коробке
SILSSTITCH	<b>10 мм одноразовый изгибаемый эндоскопический шовный инструмент</b> Совместим с существующими кассетами EndoStitch™ изгиб до 75°, вращение на 360°, длина штока 43 см	3

**SILS™ инструменты 5 мм одноразовые – длина 36 см**

Изгиб до 75°, вращение на 360°



Код	Описание	Кол-во в коробке
SILSDISSECT36	<b>Одноразовый изгибаемый диссектор</b> с монополярной коагуляцией	3
SILSSHEAR36	<b>Одноразовые изгибаемые ножницы</b> с монополярной коагуляцией	3
SILSCLINCH36	<b>Одноразовый изгибаемый крупнозубчатый зажим</b> с отключаемой кремальерой	3
SILSHOOK36	<b>Одноразовый изгибаемый крючок</b> с монополярными резанием/коагуляцией совместим с аппаратом Valleylab™	3

**SILS™ инструменты 5 мм удлиненные одноразовые – длина 46 см**

Изгиб до 75°, вращение на 360°



Код	Описание	Кол-во в коробке
SILSDISSECT46	<b>Одноразовый изгибаемый диссектор</b> с монополярной коагуляцией, удлиненный	3
SILSSHEAR46	Одноразовые изгибаемые ножницы с монополярной коагуляцией, удлиненные	3
SILSCLINCH46	<b>Одноразовый изгибаемый крупнозубчатый зажим</b> с отключаемой кремальерой, удлиненный	3
SILSHOOK46	Одноразовый изгибаемый крючок с монополярными резанием/коагуляцией совместим с аппаратом Valleylab™, удлиненный	3

## ДИССЕКТОРЫ, ЗАЖИМЫ, НОЖНИЦЫ

**Roticulator™ – лапароскопические инструменты, 5 мм**

Одноразовые – длина 31 см, регулируемый изгиб 0-80°



Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
174213		<b>Roticulator™ Endo Dissect™ 5 мм</b> Одноразовый инструмент с монополярной коагуляцией	6
174309		<b>Roticulator™ Endo Mini-Shears™ 5 мм</b> Одноразовые ножницы с монополярной коагуляцией	6
174233		<b>Roticulator™ Endo Grasp™ 5 мм</b> Одноразовый инструмент с блокировкой положения Spin Lock™	6

**Лапароскопические инструменты, 5 мм**

Одноразовые – длина 31 см



Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
176643		<b>Endo Shears™ 5 мм</b> Одноразовые ножницы с монополярной коагуляцией	6
174301		<b>Endo Mini-Shears™ 5 мм</b> Одноразовые ножницы с монополярной коагуляцией	6
176605		<b>Endo Sciz™ 5 мм</b> Одноразовые ножницы с монополярной коагуляцией	6
176645		<b>Endo Dissect™ 5 мм</b> Одноразовый инструмент с монополярной коагуляцией	6
173030		<b>Endo Grasp™ 5 мм</b> Одноразовый инструмент с отключаемой кремальерой	6
174317		<b>Endo Clinch™ II 5 мм</b> Одноразовый инструмент с отключаемой кремальерой	6

**Лапароскопические инструменты длинные, 5 мм**

Одноразовые – длина 45 см



Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
174601		<b>Endo Shears™ длинные, 5 мм</b> Одноразовые ножницы с монополярной коагуляцией	6

## ДИССЕКТОРЫ, ЗАЖИМЫ, НОЖНИЦЫ

## Лапароскопические инструменты короткие, 5 мм

Одноразовые – длина 19 см



Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
174501	■	Endo Shears™ короткие, 5 мм Одноразовые ножницы с монополярной коагуляцией	6
174505	■	Endo Dissect™ короткий, 5 мм Одноразовый инструмент с монополярной коагуляцией	6


## Лапароскопические инструменты, 10-12 мм



Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
174001	■	Endo Babcock™ 10 мм Одноразовый зажим – длина 31 см	6
173051	■	Endo Lung™ 12 мм Одноразовый зажим – длина 19 см	6

## РЕТРАКТОРЫ

## Лапароскопические ретракторы




Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
176613	■	Endo Retract™ 10 мм Одноразовый инструмент – длина 31 см, 3-лепестковый	6
176647	■	Endo Retract™ II 10 мм Одноразовый инструмент – длина 32 см, 5-лепестковый, изгибаемый	6
174311	■	Endo Retract™ Maxi 10 мм Одноразовый инструмент – длина 32 см	6
173046	■	Endo Paddle Retract™ 12 мм Одноразовый инструмент – длина 46 см	3
174209	■	Endo Mini-Retract™ 5 мм Одноразовый инструмент – длина 31 см	6
173019		Endo Peanut™ 5 мм Одноразовый инструмент – длина 45 см (3 шт. в пакете – 4 пакета в коробке)	3
OMS-EH1		ExtraHand™ – баллонный ретрактор Одноразовый ретрактор – длина 32 см	5

## АСПИРАЦИЯ И ИРРИГАЦИЯ

### Surgiwand™ II 5 мм


Одноразовые аспирационно-ирригационные устройства без коагуляции, длина штока 34 см



Код	Описание	Кол-во в коробке
178081	<b>Surgiwand™ II 5 мм</b> Аспирационно-ирригационное устройство без трубок Для использования с газовыми баллонами (азот)	3
178082	<b>Surgiwand™ II 5 мм</b> Аспирационно-ирригационное устройство с трубками Для использования с ирригаторами-аспираторами с электроприводом	3
178083	<b>Surgiwand™ II 5 мм</b> Аспирационно-ирригационное устройство с трубками Для использования с гравитационными ирригаторами-аспираторами	3

### Surgiwand™ II 5 мм с коагуляцией

Одноразовое аспирационно-ирригационное устройство, длина штока 34 см



Код	Описание	Кол-во в коробке
178091	<b>Surgiwand™ II 5 мм</b> <b>Аспирационно-ирригационное устройство</b> С коагуляцией, L-образным крючком без трубок Для использования с газовыми баллонами (азот)	3
178099	Surgiwand™ II 5 мм Аспирационно-ирригационное устройство С коагуляцией, шпательобразным крючком без трубок Для использования с газовыми баллонами (азот)	3
178092	Surgiwand™ II 5 мм Аспирационно-ирригационное устройство С коагуляцией, L-образным крючком и трубками Для использования с ирригаторами-аспираторами с электроприводом	3
178095	Surgiwand™ II 5 мм Аспирационно-ирригационное устройство С коагуляцией, шпательобразным крючком и трубками Для использования с ирригаторами-аспираторами с электроприводом	3
178093	<b>Surgiwand™ II 5 мм</b> <b>Аспирационно-ирригационное устройство</b> С коагуляцией, L-образным крючком и трубками Для использования с гравитационными ирригаторами-аспираторами	3
178094	<b>Surgiwand™ II 5 мм</b> <b>Аспирационно-ирригационное устройство</b> С коагуляцией, шпательобразным крючком и трубками Для использования с гравитационными ирригаторами-аспираторами	3

**MINSITE™ 2 мм ИНСТРУМЕНТЫ****MiniSite™ MiniShears™ 2 мм**

Одноразовые Лапороскопические инструменты

Использовать с MiniSite™ MiniPort™ Introducers 171312, 171313, 171315 and 171317



Код	Описание	Кол-во в коробке
171305	MiniSite™ MiniShears™ 2 мм Одноразовые ножницы с монополярной коагуляцией, длина – 33 см	6

**MiniSite™ MiniPort™ 2 мм – Минипорт**

Система одноразовых проводников



Код	Описание	Кол-во в коробке
171312	MiniSite™ MiniPort™ 2 мм Одноразовая канюля	12
171313	MiniSite™ MiniPort™ 2 мм Одноразовый проводник с иглой для пневмоперитонеума 14С	12

**MiniSite™ MiniPort™ 2 мм Short – Минипорт 2 мм, короткий**

Система одноразовых проводников



Код	Описание	Кол-во в коробке
171317	MiniSite™ MiniPort™ 2 мм, короткий Одноразовая канюля	12
171315	MiniSite™ MiniPort™ 2 мм, короткий Одноразовый проводник с иглой для пневмоперитонеума 14С	12

## ENDO CATCH™ КОНТЕЙНЕРЫ

## Одноразовые контейнеры для препаратов (не содержат латекс)



Код	Описание	Кол-во в коробке
173050G	<b>Endo Catch™ Gold 10 мм 2.5" x 6"</b> Контейнер для препарата, объем 190 мл, длина штока 29.5 см	6
173049	<b>Endo Catch™ II 15 мм 5" x 9"</b> Контейнер для препарата, объем 1500 мл, длина штока 29.5 см	3



## Одноразовые контейнеры для извлечения препарата



Код	Описание	Кол-во в коробке
250-30	<b>Endobag™ 3" x 6"</b> Контейнер для препарата — длина штока 20.9 см	20
250-40	<b>Endobag™ 5" x 8"</b> Контейнер для препарата — длина штока 20.9 см	20





# Инструменты эндоскопического шва Endo Stitch™



Легкость эндоскопического шва  
под любым углом

## SILS™ STITCH ШОВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## SILS™ Stitch – изгибаемый шовный инструмент

Изгиб до 75°, вращение на 360°



Код	Описание	Кол-во в коробке
SILSSTITCH	<b>10 мм одноразовый изгибаемый эндоскопический шовный инструмент</b> Совместим с существующими кассетами EndoStitch™ изгиб до 75°, вращение на 360°, длина штока 43 см	3

## ENDO STITCH™ ШОВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



## Endo Stitch™ 10 mm

Шовный инструмент

Код	Описание	Кол-во в коробке
173016	<b>Endo Stitch™ 10 mm</b> Шовный инструмент, длина штока 36 см	3


## Endo Stitch™ короткий 10 mm

Шовный инструмент для открытой хирургии

Код	Описание	Кол-во в коробке
173027	<b>Endo Stitch™ короткий, 10 mm</b> Шовный инструмент, длина штока 22 см	3

## Endo Stitch™ – тройная кассета

Одноразовые кассеты для использования с шовными инструментами SILS Stitch™ и Endo Stitch™ 10 mm. Каждая кассета содержит 3 нити с иглами 9 мм.



Код	Шовный материал	Размер USP	Размер Метрик	Длина	Кол-во в кор.	Цвет
170043	<b>Surgidac™</b> покрытый плетёный полиэстер нерассасывающийся	0	3.5	120 см / 48"	3	Зел.
170040	<b>Surgidac™</b> покрытый плетёный полиэстер нерассасывающийся	0	3.5	18 см / 7"	3	Зел.
170041	<b>Surgidac™</b> покрытый плетёный полиэстер нерассасывающийся	2-0	3	18 см / 7"	3	Зел.
170044	<b>Surgidac™</b> покрытый плетёный полиэстер нерассасывающийся	2-0	3	120 см / 48"	3	Зел.

## ENDO STITCH™ ШОВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## Endo Stitch™ – одинарная кассета

Одноразовые кассеты для использования с шовными инструментами SILS Stitch™ и Endo Stitch™ 10 мм



Код	Шовный материал	Размер USP	Размер Метрик	Длина	Кол-во в коробке	Цвет
170001	Sof silk™ покрытый плетеный шелк	0	3.5	18 см / 7"	12	Черный
170003	Sof silk™ покрытый плетеный шелк	0	3.5	120 см / 48"	12	Черный
170002	Sof silk™ покрытый плетеный шелк	2-0	3	18 см / 7"	12	Черный
170004	Sof silk™ покрытый плетеный шелк	2-0	3	120 см / 48"	12	Черный
170010	Bralon™ покрытый плетеный нейлон	0	3.5	18 см / 7"	12	Черный
170012	Bralon™ покрытый плетеный нейлон	0	3.5	120 см / 48"	12	Черный
<b>170011</b>	<b>Bralon™ покрытый плетеный нейлон</b>	<b>2-0</b>	<b>3</b>	<b>18 см / 7"</b>	<b>12</b>	<b>Черный</b>
<b>170013</b>	<b>Bralon™ покрытый плетеный нейлон</b>	<b>2-0</b>	<b>3</b>	<b>120 см / 48"</b>	<b>12</b>	<b>Черный</b>
173026	Surgidac™ покр. плетеный полиэстер	0	3.5	18 см / 7"	12	Зеленый
<b>173024</b>	<b>Surgidac™ покр. плетеный полиэстер</b>	<b>0</b>	<b>3.5</b>	<b>120 см / 48"</b>	<b>12</b>	<b>Зеленый</b>
<b>173021</b>	<b>Surgidac™ покр. плетеный полиэстер</b>	<b>2-0</b>	<b>3</b>	<b>18 см / 7"</b>	<b>12</b>	<b>Зеленый</b>
<b>173023</b>	<b>Surgidac™ покр. плетеный полиэстер</b>	<b>2-0</b>	<b>3</b>	<b>120 см / 48"</b>	<b>12</b>	<b>Зеленый</b>
170050	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	0	3.5	18 см / 7"	12	Фиолетовый
170052	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	0	3.5	120 см / 48"	12	Фиолетовый
170054	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	0	3.5	18 см / 7"	12	Не окрашен
170051	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	2-0	3	18 см / 7"	12	Фиолетовый
<b>170053</b>	<b>Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся</b>	<b>2-0</b>	<b>3</b>	<b>120 см / 48"</b>	<b>12</b>	<b>Фиолетовый</b>
<b>170055</b>	<b>Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся</b>	<b>2-0</b>	<b>3</b>	<b>18 см / 7"</b>	<b>12</b>	<b>Не окрашен</b>
170070	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	3-0	2	18 см / 7"	12	Фиолетовый
170071	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	3-0	2	120 см / 48"	12	Фиолетовый
170072	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	3-0	2	18 см / 7"	12	Не окрашен
170073	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	3-0	2	120 см / 48"	12	Не окрашен
170092	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	4-0	1.5	18 см / 7"	12	Фиолетовый
170090	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	4-0	1.5	120 см / 48"	12	Фиолетовый
170094	Polysorb™ покрытый плетеный синтетический рассасывающийся	4-0	1.5	18 см / 7"	12	Не окрашен

## ENDO STITCH™ ШОВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**V-Loc™**

Кассеты для использования с Endo Stitch™ и SILS™ Stitch



Код	Описание	Размер USP	Длина	Кол-во в коробке
VLOCA004	V-Loc™ 180 рассасывающийся	0	10 см / 4"	6
VLOCA006L	V-Loc™ 180 рассасывающийся	0	15 см / 6"	6
VLOCA008L	V-Loc™ 180 рассасывающийся	0	20 см / 8"	6
VLOCA204L	V-Loc™ 180 рассасывающийся	2-0	10 см / 4"	6
VLOCA206L	V-Loc™ 180 рассасывающийся	2-0	15 см / 6"	6
VLOCA208L	V-Loc™ 180 рассасывающийся	2-0	20 см / 8"	6
VLOCA304L	V-Loc™ 180 рассасывающийся	3-0	10 см / 4"	6
VLOCA306L	V-Loc™ 180 рассасывающийся	3-0	15 см / 6"	6
VLOCA308L	V-Loc™ 180 рассасывающийся	3-0	20 см / 8"	6
VLOCN004L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	0	10 см / 4"	6
VLOCN006L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	0	15 см / 6"	6
VLOCN008L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	0	20 см / 8"	6
VLOCN204L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	2-0	10 см / 4"	6
VLOCN206L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	2-0	15 см / 6"	6
VLOCN208L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	2-0	20 см / 8"	6
VLOCN304L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	3-0	10 см / 4"	6
VLOCN306L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	3-0	15 см / 6"	6
VLOCN308L	V-Loc™ PBT не рассасывающийся	3-0	20 см / 8"	6

## АКСЕССУАРЫ

**Endo Close™**

Устройство для ушивания троакарных проколов



Код	Описание	Кол-во в коробке
173022	<b>Endo Close™</b> Устройство для ушивания троакарных проколов	12

**Endo Slide™**

Толкатель



Код	Описание	Кол-во в коробке
174510	<b>Endo Slide™</b> Пушер предназначен для завязывания узлов	12

## ЛИГИРУЮЩИЕ ПЕТЛИ

**Surgitie™**




Лигирующая петля с системой доставки

	Код	Цвет	Описание	Размер		Длина		
				USP	Metric	Шт.	Дюйм	См.
В упаковке 12 шт.	SGL-1		Surgitie™ Лигирующая петля с хромированной нитью с системой доставки	0	4	1 x	21	53
	SGL-2		Surgitie™ Лигирующая петля с хромированной нитью с системой доставки	0	4	1 x	21	53
	SGL-3		Surgitie™ Лигирующая петля с хромированной нитью с системой доставки	0	4	1 x	18	45
	ED-20-L	Зеленый	<b>Surgitie™ Лигирующая петля</b> с Surgidac™ — плетеный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера	2-0	4	1 x	21	53
	ED-21-L	Зеленый	<b>Surgitie™ Лигирующая петля</b> с Surgidac™ — плетеный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера	0	3.5	1 x	21	53
В упаковке 6 шт.	EL-20-L	Фиолет.	<b>Surgitie™ Лигирующая петля</b> с системой доставки с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	2-0	3	1 x	21	53
	EL-21-L	Фиолет.	<b>Surgitie™ Лигирующая петля</b> с системой доставки с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	0	3.5	1 x	21	53
	EL-22-LN	Фиолет.	<b>Surgitie™ Лигирующая петля</b> без системы доставки с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	2-0	3	1 x	21	53
	EL-23-LN	Фиолет.	<b>Surgitie™ Лигирующая петля</b> без системы доставки с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	0	3.5	1 x	21	53

## ОДНОРАЗОВЫЕ ЛИГАТУРЫ

**Surgiwip™**

Одноразовые лигатуры с системой доставки

	Код	Цвет	Описание	Размер		Длина	
				USP	Metric	Шт.	Дюйм См.
<b>В упаковке 6 шт.</b>  <p>ПРЯМАЯ КОЛЮЩАЯ 19 мм</p>	ELW-30	Фиолет.	Surgiwip™ Suture Ligature с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	0	3.5	1 x 48	120
	ELW-31	Фиолет.	Surgiwip™ Suture Ligature с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	2-0	3	1 x 48	120
	ELW-33	Фиолет.	Surgiwip™ Suture Ligature с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л без системы доставки	2-0	3	1 x 48	120
<b>В упаковке 6 шт.</b>  <p>EV-20 КОЛЮЩАЯ 1/2 26 мм</p> <p>ESK «ЛЫЖА» 23 мм</p>	ELW-42	Фиолет.	Surgiwip™ Suture Ligature с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	0	3.5	1 x 48	120
	ELW-43	Фиолет.	<b>Surgiwip™ Suture Ligature</b> с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	2-0	3	1 x 48	120
	ELW-52	Фиолет.	Surgiwip™ Suture Ligature с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	0	3.5	1 x 48	120
	ELW-53	Фиолет.	Surgiwip™ Suture Ligature с Polysorb™ — плетеный синтетич. рассасывающийся шовный мат-л	2-0	3	1 x 48	120
<b>В упаковке 12 шт.</b>  <p>EV-20 КОЛЮЩАЯ 1/2 26 мм</p> <p>ESK «ЛЫЖА» 23 мм</p>	EDW-50	Фиолет.	<b>Surgiwip™ Suture Ligature</b> с Surgidac™ — плетеный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера	0	3.5	1 x 48	120
	EDW-51	Фиолет.	<b>Surgiwip™ Suture Ligature</b> с Surgidac™ — плетеный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера	2-0	3	1 x 48	120
	EDW-52	Фиолет.	<b>Surgiwip™ Suture Ligature</b> с Surgidac™ — плетеный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера	0	3.5	1 x 48	120
	EDW-53	Фиолет.	Surgiwip™ Suture Ligature с Surgidac™ — плетеный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера	2-0	3	1 x 48	120

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

Код	Стр.	Код	Стр.	Код	Стр.
010315	16	030423	9	150462	20
010316L	16	030424L	17	170001	59
010450	18	030425	9	170002	59
010460	18	030426	9	170003	59
010470	18	030449	8	170004	59
010884	19	030450	8	170010	59
010885	19	030451	8	170011	59
010901	10	030452	8	170012	59
010911L	10	030453	8	170013	59
013501L	19	030454	8	170040	58
013507L	19	030455	8	170041	58
013601	16	030456	8	170043	58
013602	16	030457	8	170044	58
015140	16	030458	8	170050	59
015170	16	030459	8	170051	59
015427L	18	030470	17	170052	59
015433L	18	030735L	17	170053	59
015441L	18	030775	14	170054	59
015451L	18	030805L	10	170055	59
015458L	18	030807L	10	170070	59
015477L	18	030811	10	170071	59
015485L	18	030813	10	170072	59
015888L	19	059035	20	170073	59
017612	16	059036	20	170090	59
017614	16	059037	20	170092	59
017615	16	059038	20	170094	59
017617	16	070614	20	171305	54
017619	16	090210	48	171312	54
020240	13	090275	48	171313	54
020242	13	092001	48	171315	54
020250	13	111981	13	171317	54
020730	13	111983	13	172015	38
030330L	10	111985	13	172016	38
030331	10	111987	13	173016	58
030403	8	111989	13	173019	52
030412	9	133649	47	173021	59
030414	9	134031	47	173022	61
030415	9	134044	47	173023	59
030416	9	134046	47	173024	59
030418	9	134048	47	173026	59
030419	9	134051	47	173027	58
030422	9	134053	47	173030	51



# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

Код	Стр.	Код	Стр.	Код	Стр.
173046	52	176773P	37	179078P	32
173049	55	176774P	26	179078PF	32
173050G	55	176774P	37	179093	31
173051	52	177090PF	32	179093F	31
174001	52	177091PF	32	179094	31
174102	33	177092F	32	179094F	31
174103	33	177093F	32	179095P	31
174104	33	177770	37	179095PF	31
174106	33	177771	37	179096P	31
174110	33	177772	37	179096PF	31
174209	52	177773	37	179097P	31
174213	51	177776	37	179097PF	31
174233	51	177790	37	179100	37
174301	51	177791	37	179101	37
174309	51	177792	37	179102P	37
174311	52	177793	37	179103P	37
174317	51	177794	36	179301	35
174501	52	177796	37	179303	35
174505	52	177797	36	179305	35
174510	61	177798	36	179307	35
174601	51	177800	36	179775P	37
175770	35	177801	36	21-345	42
175770	36	177805	36	220-01	38
175772P	35	177810	36	220-50	38
175772P	36	177812	36	220-70	38
176605	51	177990	32	220-90	38
176613	52	177991	32	240-55	33
176615	45	177992P	32	250-30	55
176619	45	177995P	32	250-40	55
176620	44	178081	53	3957	17
176625	45	178082	53	3971	18
176626P	30	178083	53	3971	18
176630	44	178091	53	3975	17
176643	51	178092	53	4016	33
176645	51	178093	53	4216	33
176647	52	178094	53	500-10A	45
176657	44	178095	53	500-11A	45
176673P	26	178099	53	500-28	45
176673PF	26	179074P	32	8886803512	20
176674P	26	179075P	30	8886803712	20
176674PF	26	179076P	32	8886848400	45
176773P	26	179077P	32	8886848508	46

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

Код	Стр.	Код	Стр.	Код	Стр.
8886848700	45	EGIA45CTAVM	6	IDRVBIG	7
8886848798	45	EGIA60AMT	5	IDRVRET	7
<b>8886848799</b>	<b>46</b>	EGIA60AVM	5	IDRVTRAY	7
<b>8886848808</b>	<b>46</b>	EGIA60AXT	5	IDRVULTRA1	7
<b>8886848812</b>	<b>46</b>	EGIA60CTAMT	6	INTB100	7
<b>8886848813</b>	<b>46</b>	EGIA60CTAVM	6	INTBIC1NC	7
<b>8886848882</b>	<b>46</b>	EGIAADAPT	7	MS100703	29
ED-20-L	62	EGIAADAPTXL	7	MS100708	29
ED-21-L	62	EGIARADMT	6	<b>NB11STF</b>	<b>27</b>
<b>EDW-50</b>	<b>63</b>	EGIARADVM	6	NB11STS	27
<b>EDW-51</b>	<b>63</b>	EGIARADXT	6	<b>NB12LGF</b>	<b>27</b>
<b>EDW-52</b>	<b>63</b>	EGIAUNIVXL	8	<b>NB12SHF</b>	<b>27</b>
<b>EDW-53</b>	<b>63</b>	EGIAUSHORT	5	<b>NB12STF</b>	<b>27</b>
<b>EEA21</b>	<b>11</b>	EGIAUSTND	5	NB12STS	27
<b>EEA2135</b>	<b>11</b>	EGIAUXL	5	NB15LGF	27
<b>EEA25</b>	<b>11</b>	EL-20-L	62	<b>NB15STF</b>	<b>27</b>
<b>EEA2535</b>	<b>11</b>	EL-21-L	62	<b>NB3SHFLP</b>	<b>27</b>
<b>EEA28</b>	<b>11</b>	EL-22-LN	62	NB5LGF	27
<b>EEA2835</b>	<b>11</b>	EL-23-LN	62	<b>NB5SHF</b>	<b>27</b>
<b>EEA31</b>	<b>11</b>	<b>ELW-30</b>	<b>63</b>	NB5SHFLP	27
<b>EEA33</b>	<b>11</b>	<b>ELW-31</b>	<b>63</b>	<b>NB5STF</b>	<b>27</b>
<b>EEAORVIL21</b>	<b>12</b>	<b>ELW-33</b>	<b>63</b>	NB5STFLP	27
<b>EEAORVIL25</b>	<b>12</b>	<b>ELW-42</b>	<b>63</b>	NB8STF	27
EEATAID21D	13	<b>ELW-43</b>	<b>63</b>	<b>NBFCA11ST</b>	<b>27</b>
EEATAID25D	13	<b>ELW-52</b>	<b>63</b>	<b>NBFCA12ST</b>	<b>27</b>
<b>EEAXL21</b>	<b>12</b>	<b>ELW-53</b>	<b>63</b>	NBFCA5SH	27
<b>EEAXL2135</b>	<b>12</b>	GIA10038L	14	<b>NBFCA5ST</b>	<b>27</b>
<b>EEAXL25</b>	<b>12</b>	GIA10038S	14	<b>OMS-A8</b>	<b>44</b>
<b>EEAXL2535</b>	<b>12</b>	GIA10048L	14	OMS-EH1	52
<b>EEAXL28</b>	<b>12</b>	GIA10048S	14	<b>OMS-PDB1000</b>	<b>30</b>
<b>EEAXL2835</b>	<b>12</b>	GIA6025L	14	<b>OMS-PDBS2</b>	<b>30</b>
<b>EEAXL31</b>	<b>12</b>	GIA6025S	14	<b>OMS-T10BT</b>	<b>30</b>
<b>EEAXL33</b>	<b>12</b>	GIA6038L	14	<b>OMS-T10BTS</b>	<b>30</b>
EGIA30AMT	5	GIA6038S	14	OMS-T10SB	31
EGIA30AVM	5	GIA6048L	14	<b>OMS-T12BT</b>	<b>30</b>
EGIA30CTAVM	6	GIA6048S	14	OMS-XB1	31
EGIA45AMT	5	GIA8038L	14	OMS-XB2	31
EGIA45AV	5	GIA8038S	14	ONB11LGF	25
<b>EGIA45AVM</b>	<b>5</b>	GIA8048L	14	ONB11STF	25
<b>EGIA45AXT</b>	<b>5</b>	GIA8048S	14	ONB12LGF	25
EGIA45CTAMT	6	<b>HEM3335</b>	<b>11</b>	ONB12SHF	25
<b>EGIA45CTAV</b>	<b>6</b>	<b>HEM3348</b>	<b>11</b>	ONB12STF	25

# ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

Код	Стр.	Код	Стр.	Код	Стр.
ONB12STS	25	TA4535L	15	VS101500	28
ONB5LGF	25	TA4535S	15	VS101505	28
ONB5SHF	25	TA4548L	15	<b>VS101512P</b>	<b>28</b>
ONB5STF	25	TA4548S	15	VS150000	28
ONB5STF2C	25	TA6035L	15	VSR100000	35
ONBFCA11ST	25	TA6035S	15	<b>VSR100005</b>	<b>35</b>
ONBFCA12LG	25	TA6048L	15	VSR100800	36
ONBFCA12ST	25	TA6048S	15	<b>VSR100812P</b>	<b>35</b>
ONBFCA5LG	25	TA9035L	15	VSR101005	35
ONBFCA5SH	25	TA9035S	15	VSR101010	35
ONBFCA5ST	25	TA9048L	15	VSR101011	35
<b>S100000</b>	<b>28</b>	TA9048S	15	VSR101012	35
<b>S100000</b>	<b>29</b>	VLOCA004	60	VSR107005	36
S101000	29	VLOCA006L	60	VSRT60000	38
S110000	29	VLOCA008L	60	VSRT90000	38
SGIA6038S	14	VLOCA204L	60	WPLG914	40
SGL-1	62	VLOCA206L	60	WPMD509	40
SGL-2	62	VLOCA208L	60	WPSM256	40
SGL-3	62	VLOCA304L	60	WPXSM24	40
<b>SILSCLINCH36</b>	<b>50</b>	VLOCA306L	60		
<b>SILSCLINCH46</b>	<b>50</b>	VLOCA308L	60		
<b>SILSDISSECT36</b>	<b>50</b>	VLOCN004L	60		
<b>SILSDISSECT46</b>	<b>50</b>	VLOCN006L	60		
<b>SILSHOOK36</b>	<b>50</b>	VLOCN008L	60		
SILSHOOK46	50	VLOCN204L	60		
<b>SILSPT12TA</b>	<b>34</b>	VLOCN206L	60		
<b>SILSPT15TA</b>	<b>34</b>	VLOCN208L	60		
<b>SILSPT5TA</b>	<b>34</b>	VLOCN304L	60		
<b>SILSSHEAR36</b>	<b>50</b>	VLOCN306L	60		
SILSSHEAR46	50	VLOCN308L	60		
<b>SILSSTITCH</b>	<b>50</b>	<b>VS070000</b>	<b>28</b>		
<b>SILSSTITCH</b>	<b>58</b>	VS100015	28		
<b>SMBTTOVL</b>	<b>30</b>	VS100700	28		
<b>SMBTTRND</b>	<b>30</b>	VS100705	28		
<b>SMSBTOVL</b>	<b>30</b>	VS100711P	28		
<b>SMSBTRND</b>	<b>30</b>	VS100712P	28		
TA3035L	15	<b>VS101000</b>	<b>28</b>		
TA3035S	15	<b>VS101000</b>	<b>35</b>		
TA3048L	15	<b>VS101005</b>	<b>28</b>		
TA3048S	15	VS101011P	28		
TA30V3L	15	<b>VS101012P</b>	<b>28</b>		
TA30V3S	15	<b>VS101015P</b>	<b>29</b>		



**ВАЖНО:** Пожалуйста, ознакомьтесь с вложенной в упаковку инструкцией, противопоказаниями, предупреждениями и мерами предосторожности.  
COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом и "positive results for life" являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур.  
© 2014 Covidien. Все права защищены.

Официальный представитель  
Корпорации «Ковидиен» в России  
ООО «Ковидиен Евразия»

105120 Москва,  
2-й Сыромятнический пер., д. 1

Тел.: (495) 933-6469  
Факс: (495) 933-6468

RUS@COVIDIEN.COM  
WWW.COVIDIEN.COM