

RADIFOCUS®

Guide Wire GT

С золотой спиралью

СВЕРХТОЧНЫЙ МИКРОПРОВОДНИК

- Имеет ту же конструкцию, что и стандартный проводник, а также гибкую дистальную часть 25/35 см
- Золотая спираль длиной 2 см для оптимальной видимости

ТОЧНЫЙ ДОСТУП К ДИСТАЛЬНЫМ СОСУДАМ

Проводник Radiofocus® Guide Wire GT от компании «Терумо» предусмотрен с различными изгибами кончика (45°, 95°, двойной изгиб 90° + 150°) и является идеальным решением для точного и быстрого выбора сосуда даже при наиболее сложной и извилистой анатомии.

ОТЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА

Суперэластичное нитиноловое ядро позволяет снизить вероятность скручивания до минимума и легко управлять проводником. Благодаря цельной конструкции проводника Radiofocus® Guide Wire GT, его исключительно быстрая реакция на изменение вращающего момента позволяет точно управлять им даже при очень сложной извилистой анатомии.

НЕВЕРОЯТНО ГИБКИЙ КОНЧИК

Проводник Radiofocus® Guide Wire GT разработан с гибким дистальным кончиком для плавной навигации в извилистой и сложной структуре сосудов. Гибкость обеспечивается благодаря использованию конусов большой длины на кончике.

Проводник Radiofocus® Guide Wire GT имеет стандартную длину, длину гибкой части (25 см для диаметра 0,012 дюйма/0,31 мм и 0,014 дюйма/0,36 мм) или длину неизгибаемой части (35 см для диаметра 0,016 дюйма/0,41 мм).

ПРЕВОСХОДНАЯ ВИДИМОСТЬ

Золотая спираль (длиной 2 см) на кончике проводника Radiofocus® Guide Wire GT обеспечивает отличную рентгеноконтрастность даже в самых узких и наиболее дистально расположенных сосудах.

Золотая
спираль

Суперэластичное
нитиноловое ядро

Гидрофильное полимерное
покрытие

Полиуретановое
покрытие

RADIFOCUS®
Guide Wire GT

С золотой спиралью

- Суперэластичное нитиноловое ядро
- Полиуретановое покрытие
- Гидрофильное полимерное покрытие

Золотая спираль
длиной 2 см



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код	Наружный диаметр	Длина	Длина гибкой части	Изгиб дистального кончика
RG*GA1218SM	0,012 дюйма / 0,31 мм	180 см	25 см	Изгиб 45° x 4 мм
RG*GE1218SM	0,012 дюйма / 0,31 мм	180 см	25 см	Изгиб 90° x 4 мм
RG*GJ1218SM	0,012 дюйма / 0,31 мм	180 см	25 см	J-образный кончик с изгибом 1,5 мм
RG*GW1218SM	0,012 дюйма / 0,31 мм	180 см	25 см	Двойной изгиб 90°+150°
RG*GA1220SM	0,012 дюйма / 0,31 мм	200 см	25 см	Изгиб 45° x 4 мм
RG*GE1220SM	0,012 дюйма / 0,31 мм	200 см	25 см	Изгиб 90° x 4 мм
RG*GJ1220SM	0,012 дюйма / 0,31 мм	200 см	25 см	J-образный кончик с изгибом 1,5 мм
RG*GW1220SM	0,012 дюйма / 0,31 мм	200 см	25 см	Двойной изгиб 90° + 150°
RG*GA1418SM	0,014 дюйма / 0,36 мм	180 см	25 см	Изгиб 45°x 4 мм
RG*GE1418SM	0,014 дюйма / 0,36 мм	180 см	25 см	Изгиб 90°x 4 мм
RG*GW1418SM	0,014 дюйма / 0,36 мм	180 см	25 см	Двойной изгиб 90°+ 150°
RG*GA1420SM	0,014 дюйма / 0,36 мм	200 см	25 см	Изгиб 45°x 4 мм
RG*GE1420SM	0,014 дюйма / 0,36 мм	200 см	25 см	Изгиб 90°x 4 мм
RG*GW1420SM	0,014 дюйма / 0,36 мм	200 см	25 см	Двойной изгиб 90° + 150°
RG*GA1618SM	0,016 дюйма / 0,41 мм	180 см	25 см	Изгиб 45° x 4 мм
RG*GA1618FM	0,016 дюйма / 0,41 мм	180 см	35 см	Изгиб 45° x 4 мм
RG*GE1618FM	0,016 дюйма / 0,41 мм	180 см	35 см	Изгиб 90° x 4 мм
RG*GW1618FM	0,016 дюйма / 0,41 мм	180 см	35 см	Двойной изгиб 90°+150°
RG*GV1618SM	0,016 дюйма / 0,41 мм	180 см	25 см	Двойной изгиб 90° + 90°
RG*GA1620FM	0,016 дюйма/ 0,41мм	200 см	35 см	Изгиб 45° x 4 мм
RG*GE1620FM	0,016 дюйма/ 0,41мм	200 см	35 см	Изгиб 90° x 4 мм
RG*GW1620FM	0,016 дюйма/ 0,41мм	200 см	35 см	Двойной изгиб 90° + 150°



«Терумо Корпорейшн»
+81 3 3374 8111

«Терумо Юроп НВ» (Terumo Europe NV)
+32 16 38 12 11

«Терумо Интервеншил Системз»
(Terumo Interventional Systems)
(Европа, Ближний Восток и Африка)
+33147160930
Отделы продаж в регионе Европа,
Ближний Восток, Африка

«Терумо Юроп Н.В.»
Африканское бизнес-подразделение
+32 16 38 13 08

«Терумо Юроп НВ»
Отдел продаж в Бенилюксе
Бельгия:
+32 16 39 25 80
Нидерланды:
0800 0220396

«Терумо Юроп НВ»
Отдел по работе с
развивающимися рынками
+32 16 38 12 11

«Терумо Дойчланд ГмбХ»
(Terumo Deutschland GmbH)
+49 6196 80 230

«Терумо Дойчланд ГмбХ»
Филиал в Австрии
+43 2236 378020

«Терумо Дойчланд ГмбХ»
Филиал в Швейцарии
+41 56 419 10 10

«Терумо Юроп Эспанья СЛ»
(Terumo Europe España SL)
+34 9021 01 298

«Терумо Франс С.А.С.»
(Terumo France S.A.S.)
+33 130 96 13 00

«Терумо Италия С.р.л.»
(Terumo Italia S.r.l.)
+39 0694802800

ООО «Терумо Рус»
+7 495 988 4740

«Терумо Свиден АБ»
(Terumo Sweden AB)
+46 3174 85 880

«Терумо Мидл Ист ФЗЕ»
(Terumo Middle East FZE)
+971 4 292 0200

«Терумо ЮКей Лтд»
(Terumo UK Ltd)
+44 1276 480440

«Терумо БДТ Тыбби Джихазлар
Дагытым ве Хизметлери А.Ш.»
(Terumo BCT Tibbi Cihazlar Dağıtım
ve Hizmetleri A.Ş.)
+90 216 590 0074



® Зарегистрированный товарный знак
Опубликовано компанией «Терумо Юроп НВ»