


# ІННОВАЦІЇ, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ

Герніопластика  
Каталог продукції



**Medtronic**  
Further, Together

## Черевна грижа

2 Відкрита герніопластика

8 Лапароскопічна герніопластика

## Пахова грижа


12 Відкрита герніопластика

15 Лапароскопічна герніопластика

## Спеціальна сітка

20 Герніопластика хітальної грижі

20 Герніопластика парастромальної грижі



# ВІДКРИТА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Біологічні матеріали


## Хірургічні імплантати Permacol™



| Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|----------------|---|----------------------|
| P100104        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 1 см x 4 см x 1,0 мм   | 1                    |
| P100204        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 2 см x 4 см x 1,0 мм   | 1                    |
| P100205        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 2 см x 5 см x 1,0 мм   | 1                    |
| P100308        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 3 см x 8 см x 1,0 мм   | 1                    |
| P100055        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 5 см x 5 см x 1,0 мм   | 1                    |
| P100510        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 5 см x 10 см x 1,0 мм  | 1                    |
| P101010        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 10 см x 10 см x 1,0 мм | 1                    |
| P151010        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 10 см x 10 см x 1,5 мм | 1                    |
| P101015        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 10 см x 15 см x 1,0 мм | 1                    |
| P151015        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 10 см x 15 см x 1,5 мм | 1                    |
| P151020        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 10 см x 20 см x 1,5 мм | 1                    |
| P101520        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 15 см x 20 см x 1,0 мм | 1                    |
| P151520        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 15 см x 20 см x 1,5 мм | 1                    |
| P101828        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 18 см x 28 см x 1,0 мм | 1                    |
| P151828        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 18 см x 28 см x 1,5 мм | 1                    |
| P152030        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 20 см x 30 см x 1,5 мм | 1                    |
| P152040        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 20 см x 40 см x 1,5 мм | 1                    |
| P152050        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 20 см x 50 см x 1,5 мм | 1                    |
| P152840        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 28 см x 40 см x 1,5 мм | 1                    |
| P150510        | Імплантат зі свинячого дермального колагену для герніопластики та відновлення черевної стінки, 5 см x 10 см x 1,5 мм  | 1                    |

# ВІДКРИТА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Екстраперитонеальні імплантати Макропористі сітки Parietene™




| Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|----------------|--|----------------------|
| PPM1106        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см  | 1                    |
| PPM1106X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см  | 3                    |
| PPM1106X6      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см  | 6                    |
| PPM1508        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см  | 1                    |
| PPM1508X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см  | 3                    |
| PPM1508X6      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см  | 6                    |
| PPM1510X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 10 см | 3                    |
| PPM1515        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см | 1                    |
| PPM1515X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см | 3                    |
| PPM1515X6      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см | 6                    |
| PPM2020        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 20 x 20 см | 1                    |
| PPM2020X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 20 x 20 см | 3                    |
| PPM3030        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 30 x 30 см | 1                    |
| PPM3030X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 30 x 30 см | 3                    |
| PPM4530        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 45 x 30 см | 1                    |
| PPM4530X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 45 x 30 см | 3                    |

# ВІДКРИТА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ СІТКИ


## Екстраперитонеальні імплантати Гідрофільні тривимірні сітки Parietex™ †

|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | TET1309        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 13 x 9 см  | 1                    |
|  | TET1510        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 15 x 10 см | 1                    |
|  | TET1515        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 15 x 15 см | 1                    |
|  | TET2020        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 20 x 20 см | 1                    |
|  | TET3030        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 30 x 30 см | 1                    |

## Поліефірні сітки ProGrip™, що самостійно фіксуються †

|   | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|---|----------------|---|----------------------|
|  | TEM1509G       | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 15 x 09 см | 1                    |
|   | TEM1515G       | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 15 x 15 см | 1                    |
|   | TEM2015G       | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 20 x 15 см | 1                    |
|   | TEM3015G       | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 30 x 15 см | 1                    |

## Монофіломентні сітки Versatex™


|  | Код замовлення | Опис                                      | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | VTX1515M       | Макропориста поліефірна сітка, 15 x 15 см | 1                    |
|  | VTX1515MX3     | Макропориста поліефірна сітка, 15 x 15 см | 3                    |
|  | VTX2020M       | Макропориста поліефірна сітка, 20 x 20 см | 1                    |
|  | VTX3030M       | Макропориста поліефірна сітка, 30 x 30 см | 1                    |
|  | VTX4530M       | Макропориста поліефірна сітка, 45 x 30 см | 1                    |
|  | VTX5050M       | Макропориста поліефірна сітка, 50 x 50 см | 1                    |

† Призначені тільки для герніопластики післяопераційної грижі

# ВІДКРИТА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Інтраперитонеальні імплантати


### Композитні вентральні пов'язки Parietex™

|   | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|---|----------------|---|----------------------|
|  | PCO4VP         | Поліефірна пов'язка з полігліколіевою та молочною кислотами та з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр 4,6 см | 1                    |
|   | PCO6VP         | Поліефірна пов'язка з полігліколіевою та молочною кислотами та з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр 6,6 см | 1                    |
|   | PCO8VP         | Поліефірна пов'язка з полігліколіевою та молочною кислотами та з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр 8,6 см | 1                    |

### Оптимізовані композитні сітки Parietex™ для відкритої хірургії

|   | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|---|----------------|--|----------------------|
|  | PCO8OSX        | Поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр 8 см | 1                    |
|   | PCO1510OSX     | Поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 15 x 10 см   | 1                    |
|   | PCO2015OSX     | Поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 20 x 15 см   | 1                    |
|   | PCO2520OSX     | Поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 25 x 20 см   | 1                    |
|   | PCO3020OSX     | Поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 30 x 20 см   | 1                    |

### Композитні сітки Symbotex™ для відкритої хірургії

|  | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|--|----------------|--|----------------------|
|  | SYM8OS         | Монофіламентна поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр 8 см        | 1                    |
|  | SYM1510OS      | Монофіламентна поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр, 15 x 10 см | 1                    |
|  | SYM2015OS      | Монофіламентна поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр, 20 x 15 см | 1                    |
|  | SYM2520OS      | Монофіламентна поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр, 25 x 20 см | 1                    |
|  | SYM3020OS      | Монофіламентна поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр, 30x20 см   | 1                    |
|  | SYM8OS         | Монофіламентна поліефірна сітка для відкритої хірургії з колагеновою плівкою, що розсмоктується, діаметр, 8 см       | 1                    |

# ВІДКРИТА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ МЕХАНІЧНІ ПРИСТРОЇ



## Балонні пристрої для забезпечення доступу та диссекції Балонні троакар-диссектори Spacemaker™Pro

|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | SMCYLCST       | Циліндричний балонний диссектор Spacemaker™Pro з тупим кінцем | 3                    |

## Системи фіксації скобами (герніостеплери)


|   | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|---|----------------|--|----------------------|
| <br> | 174015         | Одноразова касета MultiFire Endo Hernia™ з 10 скобами, висота скоби 4,0 мм | 6                    |
|   | 174007         | Одноразова касета MultiFire Endo Hernia™ з 10 скобами, висота скоби 4,8 мм | 6                    |
|   | 174021         | Герніостеплер MultiFire VersaTack™ з 10 скобами, висота скоби 4,0 мм       | 6                    |
|   | 174023         | Герніостеплер MultiFire VersaTack™ з 10 скобами, висота скоби 4,8 мм       | 6                    |

## Системи фіксації скріпками (герніостеплери)

|   | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|---|----------------|---|----------------------|
| <br> | ABSTACK20S     | Одноразовий короткий герніостеплер AbsorbaTack™ 5 мм з 20 скріпками | 6                    |
|   | OMS-TTSS       | Герніостеплер Stat Tack™ з 15 титановими спіральними скріпками      | 5                    |

# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Інтраперитонеальні імплантати Композитні сітки Parietene™

|   | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|---|----------------|--|----------------------|
|  | PPDS12         | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 12 см кругла | 1                    |
|   | PPDS15         | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 см кругла | 1                    |
|   | PPDS1510       | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 10 см   | 1                    |
|   | PPDS2015       | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 20 x 15 см   | 1                    |
|   | PPDS2520       | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 25 x 20 см   | 1                    |
|   | PPDS3020       | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 30 x 20 см   | 1                    |
|   | PPDS3530       | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 35 x 30 см   | 1                    |

## Композитні сітки Parietex™

|   | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|---|----------------|---|----------------------|
|   | PCO9           | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 9 см кругла  | 1                    |
|   | PCO12          | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 12 см кругла | 1                    |
|   | PCO15          | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 15 см кругла | 1                    |
|   | PCO20          | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 20 см кругла | 1                    |
|  | PCO1510        | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 15 x 10 см   | 1                    |
|   | PCO2015        | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 20 x 15 см   | 1                    |
|   | PCO2520        | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 25 x 20 см   | 1                    |
|   | PCO3020        | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 30 x 20 см   | 1                    |
|   | PCO3728        | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 37 x 28 см   | 1                    |




# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Інтраперитонеальні імплантати Оптимізовані композитні сітки Parietex™

|   | Код замовлення      |                       | Опис   | Кількість в упаковці |
|---|---------------------|-----------------------|--|----------------------|
|   | З шовним матеріалом | Без шовного матеріалу |  |                      |
|  | PCO9FX              | PCO9X                 | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 9 см круга  | 1                    |
|   | PCO12FX             | PCO12X                | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 12 см круга | 1                    |
|   | PCO15FX             | PCO15X                | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 15 см круга | 1                    |
|   | PCO20FX             | PCO20X                | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 20 см       | 1                    |
|   | PCO1510FX           | PCO1510X              | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 15 x 10 см  | 1                    |
|   | PCO2015FX           | PCO2015X              | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 20 x 15 см  | 1                    |
|   | PCO2520FX           | PCO2520X              | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 25 x 20 см  | 1                    |
|   | PCO3020FX           | PCO3020X              | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 30x20 см    | 1                    |
|   | PCO3728FX           | PCO3728X              | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується, 37x28 см    | 1                    |


# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Інтраперитонеальні імплантати Композитні сітки Symbotex™


|  | Код замовлення      |                       | Опис   | Кількість в упаковці |
|--|---------------------|-----------------------|--|----------------------|
|  | З шовним матеріалом | Без шовного матеріалу |  |                      |
|   | SYM9F               | SYM9                  | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 9 см кругла                 | 1                    |
|  | SYM12F              | SYM12                 | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 12 см кругла                | 1                    |
|  | SYM15F              | SYM15                 | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 15 см кругла                | 1                    |
|  | SYM20F              | SYM20                 | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 20 см кругла                | 1                    |
|   | SYM1510F            | SYM1510               | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 15 x 10 см                  | 1                    |
|  | SYM2015F            | SYM2015               | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 20 x 15 см                  | 1                    |
|  | SYM2520F            | SYM2520               | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 25 x 20 см                  | 1                    |
|  | SYM3020F            | SYM3020               | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 30 x 20 см                  | 1                    |
|  | SYM3728F            | SYM3728               | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 37 x 28 см                  | 1                    |
|  | SYM4232F            | SYM4232               | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 42 x 32 см                  | 1                    |
|  | SYM1710EF           | SYM1710E              | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 17 x 10 см еліптичної форми | 1                    |
|  | SYM2012EF           | SYM2012E              | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 20 x 12 см еліптичної форми | 1                    |
|  | SYM2515EF           | SYM2515E              | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 25 x 15 см еліптичної форми | 1                    |
|  | SYM3420EF           | SYM3420E              | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 34 x 20 см еліптичної форми | 1                    |
|  | SYM4024EF           | SYM4024E              | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується та маркуванням, 40 x 24 см еліптичної форми | 1                    |

# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЧЕРЕВНОЇ ГРИЖІ МЕХАНІЧНІ ПРИСТРОЇ






## Балонні пристрої для забезпечення доступу та диссекції Балонні троакар-диссектори Spacemaker™Pro

|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | SMCYLCST       | Циліндричний балонний диссектор Spacemaker™Pro з тупим кінцем | 3                    |

## Системи фіксації скобами (герніостеплери)

|   | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|---|----------------|--|----------------------|
|     | 174027         | Герніостеплер MultiFire Endo Hernia™ 0° 12 мм з 10 скобами, висота скобки 4,0 мм | 6                    |
|     | 174025         | Герніостеплер MultiFire Endo Hernia™ 12 мм з 10 скобами, висота скобки 4,8 мм    | 6                    |
|    | 174015         | Одноразова касета MultiFire Endo Hernia™ з 10 скобами, висота скобки 4,0 мм      | 6                    |
|   | 174007         | Одноразова касета MultiFire Endo Hernia™ з 10 скобами, висота скобки 4,8 мм      | 6                    |
|  | 173054         | Герніостеплер Endo Universal™ 65° 12 мм з 10 скобками, висота скобки 4,0 мм      | 6                    |
|  | 173052         | Герніостеплер Endo Universal™ 65° 12 мм з 10 скобками, висота 4,8 мм             | 6                    |

## Системи фіксації скріпками (герніостеплери)

|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | ABSTACK30X     | Одноразовий герніостеплер AbsorbaTack™ 5 мм з 30 скріпками та гнучкою трубкою для кабеля  | 6                    |
|  | ABSTACK30      | Одноразовий герніостеплер AbsorbaTack™ 5 мм з 30 скріпками  | 6                    |
|  | 174006         | Одноразовий герніостеплер ProTack™ 5 мм з 30 титановими спіралеподібними скріпками  | 6                    |
|  | RELTACK3X10SW  | Герніостеплер ReliaTack™, що згинається, з трьома змінними касетами по 10 скріпок стандартної довжини                                     | 6                    |
|  | RELTACK5RSW    | Змінна касетою на 5 скріпок стандартної довжини для герніостплера ReliaTack™  | 6                    |
|  | RELTACK10RSW   | Змінна касетою на 5 скріпок стандартної довжини для герніостплера ReliaTack™  | 6                    |
|  | RELTACK4XDPTSW | Герніостеплер ReliaTack™, що згинається, з трьома змінними касетами на вісім довгих скріпок та одна змінна касета на п'ять довгих скріпок | 6                    |
|  | RELTACK5RDPTSW | Змінна касета на 5 довгих скріпок для герніостплера ReliaTack™  | 6                    |
|  | RELTACK8RDPTSW | Змінна касета на 10 довгих скріпок для герніостплера ReliaTack™   | 6                    |
|  | OMS-TTSD30     | Герніостеплер Tacker™ 5 мм з 30 титановими спіральними скріпками  | 5                    |

# ВІДКРИТА ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Макропористі сітки Parietene™ †

|   | Код замовлення  | Опис  | Кількість в упаковці |
|---|---|---|----------------------|
|     | PPM1106   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см           | 1                    |
|   | PPM1106X3   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см           | 3                    |
|   | PPM1106X6   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см           | 6                    |
|   | PPM1508   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см           | 1                    |
|   | PPM1508X3   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см           | 3                    |
|   | PPM1508X6   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см           | 6                    |
|   | PPM1510   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 10 см          | 1                    |
|   | PPM1510X3   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 10 см          | 3                    |
|   | PPM1510X6   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 10 см          | 6                    |
|   | PPM1515   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см          | 1                    |
|   | PPM1515X3   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см          | 3                    |
|   | PPM1515X6   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см          | 6                    |
|   | PPM2020   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 20 x 20 см          | 1                    |
|   | PPM2020X3   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 20 x 20 см          | 3                    |
|   | PPM3030   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 30 x 30 см          | 1                    |
| PPM3030X3   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 30 x 30 см          | 3   |                      |
|  | PPM4530   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 45 x 30 см          | 1                    |
|   | PPM4530X3   | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 45 x 30 см          | 3                    |
|   | PPMK1106  | Монофіламентна поліпропіленова сітка з отвором, 11 x 6 см | 1                    |
|   | PPMK1106X3  | Монофіламентна поліпропіленова сітка з отвором, 11 x 6 см | 3                    |
|   | PPMK1106X6  | Монофіламентна поліпропіленова сітка з отвором, 11 x 6 см | 6                    |
|   | PPMK1508  | Монофіламентна поліпропіленова сітка з отвором, 15 x 8 см | 1                    |
|   | PPMK1508X3  | Монофіламентна поліпропіленова сітка з отвором, 15 x 8 см | 3                    |
| PPMK1508X6  | Монофіламентна поліпропіленова сітка з отвором, 15 x 8 см | 6   |                      |


†Також використовується для герніопластики стегнової грижі

# ВІДКРИТА ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Гідрофільні тривимірні сітки Parietex™ †

|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | TET1309        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 13 x 9 см  | 1                    |
|  | TET1510        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 15 x 10 см | 1                    |
|  | TET1515        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 15 x 15 см | 1                    |
|  | TET2020        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 20 x 20 см | 1                    |
|  | TET3030        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 30 x 30 см | 1                    |

## Система сумісного сітчастого імплантату Parietex™ (plug and patch)


|   | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|---|----------------|---|----------------------|
|  | PNP6           | Монофіламентний напіврозсмоктувальний сітчастий тампон з поліефіру та полімолочної кислоти з моноволоконною поліефірною пов'язкою, 6 см круглий | 1                    |
|   | PNP6X3         | Монофіламентний напіврозсмоктувальний сітчастий тампон з поліефіру та полімолочної кислоти з моноволоконною поліефірною пов'язкою, 6 см круглий | 3                    |
|   | PNP8           | Монофіламентний напіврозсмоктувальний сітчастий тампон з поліефіру та полімолочної кислоти з моноволоконною поліефірною пов'язкою, 8 см круглий | 1                    |
|   | PNP8X3         | Монофіламентний напіврозсмоктувальний сітчастий тампон з поліефіру та полімолочної кислоти з моноволоконною поліефірною пов'язкою, 8 см круглий | 3                    |

# ВІДКРИТА ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ СІТКИ


## Поліефірні сітки ProGrip™, що самостійно фіксуються

|  | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|--|----------------|--|----------------------|
|  | TEM1208GR      | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, анатомічна для правосторонньої грижі, 12 x 8 см | 1                    |
|  | TEM1208GL      | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, анатомічна для лівосторонньої грижі, 12 x 8 см  | 1                    |
|  | TEM1409GR      | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, анатомічна для правосторонньої грижі, 14 x 9 см | 1                    |
|  | TEM1409GL      | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, анатомічна для лівосторонньої грижі, 14 x 9 см  | 1                    |
|  | TEM1509G       | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 15 x 09 см                                      | 1                    |
|  | TEM1515G       | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 15 x 15 см                                      | 1                    |
|  | TEM2015G       | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 20 x 15 см                                      | 1                    |
|  | TEM3015G       | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 30 x 15 см                                      | 1                    |

## Сумісний сітчастий імплантат Surgipro™ (plug and patch)

|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | SMPL-01        | Монофіламентний поліпропіленовий сумісний сітчастий імплантат, великого розміру | 2                    |
|  | SMPM-02        | Монофіламентний поліпропіленовий сумісний сітчастий імплантат, великого розміру | 2                    |


## Монофіломентні сітки Versatex™†

|  | Код замовлення | Опис                                      | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | VTX1106        | Макропориста поліефірна сітка, 11 x 6 см  | 1                    |
|  | VTX1106X3      | Макропориста поліефірна сітка, 11 x 6 см  | 3                    |
|  | VTX1510        | Макропориста поліефірна сітка, 15 x 10 см | 1                    |
|  | VTX1510X3      | Макропориста поліефірна сітка, 15 x 10 см | 3                    |
|  | VTX1515        | Макропориста поліефірна сітка, 15 x 15 см | 1                    |
|  | VTX1515X3      | Макропориста поліефірна сітка, 15 x 15 см | 3                    |

† Також використовується для герніопластики стегнової грижі

# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Анатомічні сітки Dextile™



| Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|----------------|--|----------------------|
| DXT1309AL      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, анатомічна для лівосторонньої грижі, 13 x 9 см   | 1                    |
| DXT1309AR      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, анатомічна для правосторонньої грижі, 13 x 9 см  | 1                    |
| DXT1510AL      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, анатомічна для лівосторонньої грижі, 15 x 10 см  | 1                    |
| DXT1510AR      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, анатомічна для правосторонньої грижі, 15 x 10 см | 1                    |
| DXT1612AL      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, анатомічна для лівосторонньої грижі, 16 x 12 см  | 1                    |
| DXT1612AR      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, анатомічна для правосторонньої грижі 16 x 12 см  | 1                    |

## Макропористі сітки Parietene™†



| Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|----------------|---|----------------------|
| PPM1106        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см   | 1                    |
| PPM1106X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см   | 3                    |
| PPM1106X6      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 11 x 6 см   | 6                    |
| PPM1508        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см   | 1                    |
| PPM1508X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см   | 3                    |
| PPM1508X6      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 8 см   | 6                    |
| PPM1510        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 10 см  | 1                    |
| PPM1510X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 10 см  | 3                    |
| PPM1510X6      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 10 см  | 6                    |
| PPM1515        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см  | 1                    |
| PPM1515X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см  | 3                    |
| PPM1515X6      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 15 x 15 см  | 6                    |
| PPM2020        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 20 x 20 см  | 1                    |
| PPM2020X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 20 x 20 см  | 3                    |
| PPM3030        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 30 x 30 см  | 1                    |
| PPM3030X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 30 x 30 см  | 3                    |
| PPM4530        | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 45 x 30 см  | 1                    |
| PPM4530X3      | Монофіламентна поліпропіленова сітка, 45 x м30 см | 3                    |

† Також використовується для герніопластики стегнової грижі

# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ СІТКИ

## Гідрофільні анатомічні сітки Parietex™



|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | ТЕСТ1309AL     | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, лівостороння, 13 x 9 см              | 1                    |
|  | ТЕСТ1309AR     | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, правостороння, 13 x 9 см             | 1                    |
|  | ТЕСТ1510AL     | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, лівостороння, 15 x 10 см             | 1                    |
|  | ТЕСТ1510AR     | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, правостороння, 15 x 10 см            | 1                    |
|  | ТЕСТ1612AL     | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, лівостороння, 16 x 12 см             | 1                    |
|  | ТЕСТ1612AR     | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, правостороння, 16 x 12 см            | 1                    |
|  | ТЕСТ1510ADPL   | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, лівостороння з клапаном, 15 x 10 см  | 1                    |
|  | ТЕСТ1510ADPR   | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, правостороння з клапаном, 15 x 10 см | 1                    |
|  | ТЕСТ1510ADP2L  | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, лівостороння з клапаном, 15 x 10 см  | 1                    |
|  | ТЕСТ1510ADP2R  | Гідрофільна анатомічна поліефірна сітка, правостороння з клапаном, 15 x 10 см | 1                    |

## Гідрофільні тривимірні сітки Parietex™


|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | ТЕТ1309        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 13 x 9 см  | 1                    |
|  | ТЕТ1510        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 15 x 10 см | 1                    |
|  | ТЕТ1515        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 15 x 15 см | 1                    |
|  | ТЕТ2020        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 20 x 20 см | 1                    |
|  | ТЕТ3030        | Гідрофільна тривимірна поліефірна сітка, 30 x 30 см | 1                    |

# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ СІТКИ


## Лапароскопічні сітки ProGrip™, що фіксуються самостійно

|   | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|---|----------------|---|----------------------|
|   | LPG1309AL      | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 13 x 9 см                           | 1                    |
|   | LPG1309AR      | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 13 x 9 см                           | 1                    |
|   | LPG1510AL      | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, лівостороння анатомічна з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 15 * 10 см  | 1                    |
|   | LPG1510AR      | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, правостороння анатомічна з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 15 * 10 см | 1                    |
|   | LPG1510AK2     | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, правостороння анатомічна з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 15 * 10 см | 1                    |
|   | LPG1612AL      | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, лівостороння анатомічна з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 16 * 12 см  | 1                    |
|   | LPG1612AR      | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, правостороння анатомічна з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 16 * 12 см | 1                    |
|  | LPG1510        | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 15 * 10 см                           | 1                    |
|   | LPG1510X2      | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 15 * 10 см                          | 2                    |
|   | LPG1612        | Лапароскопічна поліефірна сітка, що фіксується самостійно, з нитками з полімолочної кислоти та колагеновою плівкою, 16 * 12 см                          | 1                    |

## Поліефірні сітки ProGrip™, що самостійно фіксуються †

|  | Код замовлення  | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|-----------------|---|----------------------|
|  | TEM1509G        | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 15 x 9 см  | 1                    |
|  | TEM1515G        | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 15 x 15 см | 1                    |
|  | TEM2015G        | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 20 x 15 см | 1                    |
|  | <b>TEM3015G</b> | Поліефірна сітка з нитками з полімолочної кислоти, 30 x 15 см | 1                    |

## Монофіламентні сітки Versatex™†

|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | VTX1106        | Монофіламентна поліефірна сітка, 11 x 6 см  | 1                    |
|  | VTX1106X3      | Монофіламентна поліефірна сітка, 11 x 6 см  | 3                    |
|  | VTX1510        | Монофіламентна поліефірна сітка, 15 x 10 см | 1                    |
|  | VTX1510X3      | Монофіламентна поліефірна сітка, 15 x 10 см | 3                    |
|  | VTX1515        | Монофіламентна поліефірна сітка, 15 x 15 см | 1                    |
|  | VTX1515X3      | Монофіламентна поліефірна сітка, 15 x 15 см | 3                    |


† Також використовується для герніопластики стегнової грижі

# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ МЕХАНІЧНІ ПРИСТРОЇ

## Балонні системи для забезпечення доступу та диссекції Преперитонеальні балони-диссектори


|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | OMS-PDB1000    | Круглий преперитонеальний балон-диссектор PDB™ 10 мм        | 5                    |
|  | OMS-PDBS2      | Овальний преперитонеальний балон-диссектор 10 мм            | 5                    |
|  | OMS-XB1        | Круглий преперитонеальний балон-диссектор ExtraView™ 10 мм  | 5                    |
|  | OMS-XB2        | Овальний преперитонеальний балон-диссектор ExtraView™ 10 мм | 5                    |
|  | OMS-T10SB      | Структурний балон троакар 10 мм, довжина 100 мм             | 5                    |

## Система забезпечення доступу та диссекції Spacemaker™Pro




|  | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|--|----------------|--|----------------------|
|  | SMBTTOVLX      | Троакар Spacemaker™Pro з тупим кінцем (БТТ) з овальним балон-диссектором       | 3                    |
|  | SMSBTOVLX      | Структурний балонний троакар Spacemaker™Pro (SBT) з овальним балон-диссектором | 3                    |
|  | SMBTTRNDX      | Троакар Spacemaker™Pro з тупим кінцем (БТТ) з круглим балон-диссектором        | 3                    |
|  | SMSBTRNDX      | Структурний балонний троакар Spacemaker™Pro (SBT) з круглим балон-диссектором  | 3                    |

# ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ МЕХАНІЧНІ ПРИСТРОЇ

## Системи фіксації скобами (герніостеплери)

|   | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|---|----------------|--|----------------------|
|   | 174027         | Герніостеплер MultiFire Endo Hernia™ 0° 12 мм з 10 скобами, висота скобки 4,0 мм | 6                    |
|   | 174025         | Герніостеплер MultiFire Endo Hernia™ 12 мм з 10 скобами, висота скобки 4,8 мм    | 6                    |
|   | 174015         | Одноразова касета MultiFire Endo Hernia™ з 10 скобами, висота скобки 4,0 мм      | 6                    |
|   | 174007         | Одноразова касета MultiFire Endo Hernia™ з 10 скобами, висота скобки 4,8 мм      | 6                    |
|  | 173054         | Герніостеплер Endo Universal™ 65° 12 мм з 10 скобками, висота скобки 4,0 мм      | 6                    |
|   | 173052         | Герніостеплер Endo Universal™ 65° 12 мм з 10 скобками, висота скобки 4,8 мм      | 6                    |


## Системи фіксації скріпками (герніостеплери)

|  | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|--|----------------|--|----------------------|
|    | ABSTACK15      | Одноразовий герніостеплер AbsorbaTack™ 5 мм з 15 скріпками   | 6                    |
|  | 174006         | Одноразовий герніостеплер ProTack™ 5 мм з 30 титановими спіралеподібними скріпками                 | 6                    |
|  | OMS-TTSD       | Одноразовий герніостеплер Tacker™ 5 мм (одноразовий готовий до використання пристрій)              | 5                    |
|  | OMS-TTH        | Багаторазова рукоятка Tacker™  | 1                    |
|  | OMS-TTS        | 5 одноразових трубок/1 багаторазова рукоятка (трубка містить 20 титанових спіралеподібних скріпок) | 1                    |

## СПЕЦІАЛЬНІ СІТКИ


### Герніопластика хітальної грижі

#### Композитні сітки Parietex™

|  | Код замовлення | Опис  | Кількість в упаковці |
|--|----------------|---|----------------------|
|  | PCO2H1         | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується | 1                    |
|  | PCO2H3         | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується | 3                    |
|  | PCO2H4         | Поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується | 4                    |

### Герніопластика парастромальної грижі, лапароскопічна техніка

#### Композитні парастромальні сітки Parietex™

|   | Код замовлення | Опис   | Кількість в упаковці |
|---|----------------|--|----------------------|
|  | PCORM15H35     | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується | 35                   |
|   | PCORM15H50     | Монофіламентна поліефірна сітка з колагеновою плівкою, що розсмоктується | 50                   |



## ГЕРНІОПЛАСТИКА

Сітка. Фіксація. Біологічні імплантати. Дисектори.  
Широкий асортимент нашої продукції  
може покращити процедури герніопластики.



© 2021 Medtronic. Всі права захищені. Medtronic, логотип Medtronic та Further, Together є товарними знаками компанії Medtronic. <sup>TM</sup>\* Бренди третіх сторін є товарними знаками відповідних власників. Всі інші бренди є торговими марками компанії Medtronic. 05/2021 - US-HR-2100059

555 Лонг Уорф Драйв  
Нью-Гейвен, штат  
Коннектикут 06511

800.722.8772  
508.261.800

[medtronic.com/herniarepair](https://www.medtronic.com/herniarepair)

**Medtronic**