

# Лупы

## Встроенные Лупы Through-The-Lens(TTL)

- Выполняются по индивидуальному заказу
- Специальные оправы для оптимального эргономичного угла наклона и увеличенного поля зрения



### Серия Микро

- Миниатюрные окуляры для уменьшения веса
- Доступна для окуляров с системой луп Галилея и Призмы



## Навесные Лупы Front-Lens-Mounted (FLM)

- Вертикальные салазки для оптимальной настройки
- Технологии стабилизации лупы для высокой четкости изображения



### Серия Компакт

- Наиболее универсальные окуляры с самым широким полем зрения
- Доступна для окуляров с системой луп Галилея и Призмы



## Клиницисты Сообщают\* Обзор...

*Clinicians Report®* был основан в 1976 году для предоставления практикам достоверных обзоров продуктов, чтобы помочь профессионалам в осознанном выборе товаров. Каждый год они тестируют более 750 брендов. Вот что они написали о важности эргономичных луп!



- “Лупы помогут немедленно улучшить осанку, если будут правильно подобраны.”
- “Большой угол наклона оправы уменьшает угол наклона головы, улучшает положение шеи и уменьшают напряжение мышц/связок.”
- “Некоторые современные оправы (на изображении: Ergo Max от SurgiTel) предлагают усовершенствованный угол наклона (обратите внимание как на наклон окуляра, так и несущей линзы, что позволяет оптике достичь наибольшего угла наклона)”


\*Независимая, некоммерческая, образовательная и тестирующая организация, Clinicians Report®, Август 2016.  
Для ознакомления с полным перейдите по ссылке [www.SurgiTel.com/CR](http://www.SurgiTel.com/CR)




2.5x



3.0x




3.5x




4.5x


# Увеличение



5.5x



6.5x



8.0x



## СЕРИЯ ПРИЗМ ПРО (5.5x - 8.0x)

- Уровень профессионального увеличения - работа с мелкими деталями быстрее и проще.
- От вашего внимания не скроются важные мелкие детали, которые вы могли бы и не заметить.
- Только SurgiTel предлагает увеличения от 2,5x до 8.0x в навесном и во встроенном исполнении.
- Рекомендуемые оправы: Aero 3.0, Ergo Max 2.0, Radar EV с эргономичными носопорами



1. Раздвигая или сужая нижнюю часть можно регулировать высоту окуляров по отношению к глазам
2. Отогните к лицу для удобства людей с низким носом или отогните от лица для людей с высоким носом

## Настраиваемые эргономические носопоры

- Легкая пользовательская настройка для различных типов носа помогает пользователям носить лупу комфортно.  
- Африканский, азиатский, европейский, латинский тип носа и т.д.
- Предотвращает запотевание
- Позволяет избежать касания линз ресницами
- Совместимы со вставками Drop-In Rx



“Моя текущая лупа от SurgiTel - Призма Про с увеличением 5.5x, отлично удовлетворяет всем моим потребностям. А в комбинации с налобным осветителем от SurgiTel, как проторенная дорога для своевременной диагностики, взвешенного лечения и значимой продуктивности.”

—*Martin Goldstein,*  
DMD, FAGD



“Внедрение облегченных луп с большим увеличением (от 4.5x до 8.0x) усовершенствует вашу ежедневную практику. Лупа SurgiTel Призма Про станет вашим новым стандартом”

—*George Grayson,*  
BSC, MSC, DDS